

Dziękujemy za korzystanie z sonicznej szczoteczki do zębów Oclean Endurance.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli szczoteczka do zębów nie jest używana przez dłuższy czas, bateria rozładuje się z powodu zużycia energii w trybie gotowości. Szczoteczkę należy wówczas naładować, co może zająć do 10 minut. Podczas ładowania szczoteczka może się nieco nagrzewać. Jeśli szczoteczka stanie się bardzo gorąca, natychmiast przerwij ładowanie, upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona i dostarcz produkt do serwisowania do autoryzowanego centrum obsługi klienta Oclean. Szczoteczka może być używana tylko z główkami Oclean. Oclean nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane użyciem nieoryginalnej główki szczoteczki. Szczoteczka do zębów jest przeznaczona wyłącznie do czyszczenia jamy ustnej. Nie należy stosować jej do innych celów. Szczoteczka do zębów jest produktem higieny osobistej, do stosowania wyłącznie przez jedną osobę. Szczoteczkę należy przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ostrzeżenie dla osób o wrażliwej jamie – ustnej: Nie zaleca się stosowania tej szczoteczki bez uprzedniej konsultacji ze stomatologiem u: 1. Osób świeżo po zabiegu lub w trakcie leczenia dentystycznego. 2. Osób z niewłaściwie dopasowanymi protezami, cierpiących na krwawienia z dziąseł lub inne objawy ze strony jamy ustnej. 3. Osób o wrażliwej jamie ustnej.

Szczoteczka ta nie jest odpowiednia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób niepełnosprawnych, osób, które nie mają doświadczenia w szczotkowaniu zębów oraz dla dzieci poniżej 12 roku życia. Osoby te mogą ją stosować wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

Uwagi:

Nie należy podłączać kabla do ładowania, gdy szczoteczka nie wymaga ładowania. Wprowadzenie do obsługi

Zalecane gesty w różnych obszarach szczęki

Instrukcja szczotkowania:



Najpierw mocno nałóż końcówkę szczoteczki na korpus. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy pozostawić niewielką szczelinę, mniej więcej 0,5 mm pomiędzy końcówką, a szczoteczką;



Następnie nałóż niewielką ilość pasty do zębów na szczoteczkę i zwilż ją, a następnie włóż szczoteczkę do ust; ma to na celu zapobieganie rozpryskiwaniu pasty;



Trzymaj szczoteczkę w pozycji pod kątem 45° w stosunku do linii dziąseł;



Powoli przesuwaj szczoteczkę okrężnymi ruchami wzdłuż linii dziąseł. Nie należy naciskać szczoteczką zbyt mocno;



Po szczotkowaniu jamę ustną należy wypłukać czystą wodą.

Wprowadzenie do obsługi

Instrukcja obsługi

Uruchom szczoteczkę, naciskając krótko przycisk zasilania. Szczoteczka automatycznie włączy się i rozpocznie odliczanie czasu do zakończenia szczotkowania. Po 2 minutach pracy szczoteczka przestanie wibrować, a po 4 minutach wyłączy się automatycznie.

Funkcja okresu adaptacyjnego

Oclean Endurance posiada funkcję, która pomaga początkującym użytkownikom szczoteczek sonicznych dostosować się do czyszczenia za pomocą wibracji. Przez pierwsze 15 użycie szczoteczka działa w trybie „łagodnym”, aby ułatwić adaptację początkującym użytkownikom. Użytkownicy, którzy uznają, że wibracje są zbyt słabe, mogą pominąć ten okres adaptacyjny, naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy i przełączając poziom intensywności na „Strong”. Przełącznik Intensywności. Uchwyt ścienny. Z tyłu zestawu do montażu na ścianie znajduje się podkładka samoprzylepna. Należy odkleić z niej folię ochronną i upewnić się, że środkowa część uchwytu jest w pozycji poziomej. Następnie należy przykleić uchwyt pionowo na ścianie. Uchwyt ścienny może być montowany zarówno w kierunku do góry, jak i w dół. Aby usunąć uchwyt ścienny, można lekko podgrzać podkładkę samoprzylepną 3M za pomocą suszarki do włosów i ściągnąć uchwyt. (uwaga, aby podczas demontażu nie poparzyć się).

Ładowanie:Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, silnik zasygnalizuje to wibracjami po zakończeniu szczotkowania. Aby naładować szczoteczkę, należy zdjąć osłonę ochronną na spodzie szczoteczki i włożyć kabel ładujący Typu-C do portu ładowania na spodzie szczoteczki. Pełne naładowanie szczoteczki zajmie około 5 godzin.
Pierwsze Użycie:Czas ładowania zależy od poziomu naładowania akumulatora, którego oczekuje użytkownik.Uwagi:Baterie nie mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkowników, a jedynie przez przeszkolonych specjalistów z autoryzowanego centrum obsługi klienta Oclean. Osoby nieprzeszkolone nie powinny demontować tego produktu. Jeśli produkt został uszkodzony, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta Oclean.Do ładowania zaleca się stosowanie ładowarki 5V/1A, takiej jak ładowarka do iPhone'a lub tabletu. Jeśli prąd ładowania ma natężenie mniejsze niż 1 A, ładowanie może trwać dłużej. Jeśli napięcie ładowarki jest wyższe niż 5 V, użycie jej może spowodować uszkodzenie obwodu ładowania.

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas entraîner d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément au chapitre 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie aux fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque d'entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : -- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. -- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. -- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celle à laquelle le récepteur est connecté. -- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux ondes RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Caractéristiques	Nom du Produit	Brosse à dents électrique Oclean Endurance	Nom du Modèle	E5501	Żywotność Akumulatora	30 dni (*)	Standard	GB39669-2020
	Ładowanie	Kabel ładujący USB Typ-C	Ładowarka	1.8W	Pojemność Akumulatora	800 mAh (**))		
	Standard ładowania	DC 5V /1A lub powyżej	Wejście	5V / 0.169A	Czas ładowania	5 godz.(***)		

* Przy szczotkowaniu trwającym 2 minuty, dwa razy dziennie z użyciem niskiej intensywności.

** Pojemność baterii 50mAh*** Zalecamy korzystanie z ładowarki USB 5V 1A.

1. Urządzenia NIE należy demontować, uderzać, wyrzucać ani wrzucać do ognia.
2. NIE używać szczoteczki, jeśli bateria napęczniała lub rozszerzyła się.
3. NIE umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. NIE używać urządzenia, jeśli bateria została zawilgocona.
5. Przed wyrzuceniem urządzenia, należy wyjąć z niego baterię.
6. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie.
7. Baterię należy utylizować w bezpieczny sposób.