



INSTRUKCJA OBSŁUGI [SPIRIT]

Instrukcja obsługi w języku polskim - **PL**

User's manual in English language - **EN**

Uživatelská příručka v češtině - **CZ**

Bedienungsanleitung auf Deutsch - **DE**







INSTRUKCJA OBSŁUGI [SPIRIT]

Instrukcja obsługi w języku polskim - PL



Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, aby w pełni cieszyć się z urządzenia oraz korzystać z wszystkich jego funkcji.

WPROWADZENIE

Xblitz Spirit jest alkomatem który posiada zaawansowany półprzewodnikowy sensor o bardzo dobrej czułości i powtarzalności. Ekran LCD z podświetleniem jest prosty i czytelny. Kompaktowy rozmiar zapewnia wygodę użytkowania oraz przechowywania urządzenia.

01. OPIS PRODUKTU

A. ALKOMAT



B. EKRAN



1. Wynik testu
2. Jednostka
3. Wskaźnik baterii

PL

Komunikat	Wyniki testu dla wydychanego powietrza
C	wykryto gaz, proszę dalej dmuchać
-	trwa analiza, proszę czekać
Err	błąd
rP	błąd wdmuchiwania
blo	oczekiwanie na wdmuchiwanie
bat	niski poziom naładowania baterii

02. PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Otwórz pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Włóż 2 baterie AA 1.5V w odpowiednim kierunku (+ , -)
2. Włóż ustnik w otwór.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Usłyszysz alarm dźwiękowy, ekran LCD podświetli się, dioda zaświeci na niebiesko a alkomat zacznie odliczać od 20. **UWAGA:** Nie dmuchaj w alkomat przed zakończeniem odliczania. Takie zachowanie zmniejszy dokładność pomiaru.
4. Po zakończeniu odliczania na ekranie pojawi się komunikat "blo". Osoba poddająca się badaniu powinna wziąć głęboki oddech i wdmuchiwać powietrze powoli do ustnika. Na ekranie pojawi się komunikat "C", wtedy należy dalej dmuchać w ustnik, aż do usłyszenia potrójnego sygnału dźwiękowego. Kilka sekund po nim na ekranie wyświetli się wynik pomiaru. **UWAGA:** Podczas dmuchania, jeśli przepływ powietrza nie będzie stały na ekranie pojawi się komunikat "rP".
5. Dioda informująca zaświeci się na zielono, gdy wynik testu będzie poniżej poziomu alarmu. Ekran wyświetli dokładny wynik pomiaru jeśli będzie on wyższy niż poziom alarmu, a dioda zaświeci się na czerwono. (powyżej 0,2 promila)
6. Po całym procesie urządzenie może być wyłączone poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy. **UWAGA:** Jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana w urządzeniu przez dłuższy czas, alkomat wyłączy się automatycznie.

03. BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA: Nigdy nie dmuchaj bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Grozi to spalaniem sensora i nie podlega gwarancji. Oczekaj co najmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu zanim rozpoczniesz test. Każdy rodzaj alkoholu pozostający w ustach lub ślinie może zakłócać prawidłowe badanie i wymaga ok. 20 minut aby ulec rozproszeniu. Dotyczy to również opartych na alkoholu preparatów do płukania jamy ustnej i innych podobnych produktów.

1. Upadek z dużej wysokości bądź gwałtowne wstrząsy mogą uszkodzić urządzenie.
2. Wynik testu może być nieprecyzyjny przy niskim stanie pojemności baterii.
3. Unikaj wykonywania testu w warunkach silnego wiatru lub w zamkniętym pomieszczeniu z zanieczyszczonym powietrzem.

- 4.** Po długim czasie nieużywania urządzenia, pierwszy pomiar może nie być dokładny.
- 5.** W trakcie odbywania paru testów zalecamy odczekać min. 1 minutę, aby wykonać kolejny test.
- 6.** Nie wdychaj dymu papierosowego, cieczy oraz żywności bezpośrednio do ustnika.
- 7.** Po długim czasie nieużytkowania, jeśli urządzenie jest brudne prosimy użyć czystej, miękkiej ściereczki do przeczyszczenia. Nie używaj rozpuszczalników lub innych ciężkich substancji, które mogą zniszczyć alkomat.
- 8.** Korelacja pomiędzy zawartością alkoholu w oddechu a koncentracją alkoholu we krwi zależy od wielu zmiennych, w tym czynników środowiskowych (takich jak jakość powietrza, wiatru, wilgotności, temperatury itd.) jak również stanu zdrowia osoby poddanej testowi.
- 9.** Nie można posługiwać się wynikami tego urządzenia przed sądem. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za jazdę pod wpływem alkoholu.
- 10.** Nie używaj tego urządzenia w połączeniu z blokadą zapłonu w pojeździe samochodowym.
- 11.** Wynik testu może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Uzyskanie danego wyniku testu za jednym razem nie oznacza, że wynik będzie taki sam nawet kilka minut później.
- 12.** Nie pozwól sobie ani nikomu innemu prowadzić po spożyciu alkoholu. Zawsze używaj taksówki lub innego pojazdu z trzeźwym kierowcą, gdy Ty lub ktoś inny spożywał alkohol.
- 13.** Przy normalnym użytkowaniu urządzenie wymaga ponownej kalibracji co ok. 6 miesięcy (nie rzadziej niż 12 miesięcy) lub po 500 testach, w celu uzyskania dokładnych wyników skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisem w sprawie ponownej kalibracji urządzenia.

PL

04. FAQ

Błąd	Powód	Rozwiązanie
Błąd ekranu LCD	bateria źle włożona	Przełóż baterie i włóż je w odpowiednim kierunku
	bateria zużyta	Wymień baterie
	błąd obwodu	Skontaktuj się z serwisem
Brak reakcji na wdmuchiwanie powietrze	odliczanie nie jest zakończone	Poczekaj, aż odliczanie zakończy się
	błąd obwodu	Skontaktuj się z serwisem
Błąd ekranu, a następnie wyłączenie się urządzenia	błąd sensora	Skontaktuj się z serwisem
Nie mogę włączyć urządzenia	bateria zużyta	Wymień baterie

05. SPECYFIKACJA

Model:	Xblitz Spirit
Sensor:	Półprzewodnik
Zasięg:	0 ~ 0.20BAC% (0~1.00mg / L; 0~2.00 ‰ BAC; 0~2.00g/L)
Rozdzielczość:	0.01 BAC %
Czas rozgrzania:	40s
Temperatura pracy:	0°C – 50°C
Temperatura przechowywania:	0°C-50°C
Dopuszczalna wilgotność:	< 93%
Ekran:	LCD
Zasilanie:	1.5V , baterie AA (x2)
Wymiary:	123mm x 44mm x 19mm
Waga:	50g (bez baterii)
Dokładność:	0.08 BAC %

PL

06. KARTA KALIBRACJI

<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>

07. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 60-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:

<https://xblitz.pl/gwarancja>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem:

<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: **www.xblitz.pl**

Numer seryjny.....

PL

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku regularnego serwisowania i kalibrowania urządzenia w autoryzowanym serwisie. Nie rzadziej niż 1 raz w roku. Urządzenie od nowości jest poprawnie skalibrowane. Każdy oferowany na rynku alkomat wymaga okresowej kalibracji tzn. co ok.

12 miesięcy (zaleca się co 6 miesięcy) należy skonfigurować urządzenie tak, aby poprawnie interpretowało ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrzeba ponownej kalibracji nie jest wadą urządzenia i nie podlega gwarancji.

Urządzenie nie regularnie kalibrowane będzie pokazywało błędne wyniki.

Importer:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k

os. Urocze 12

31-953 Kraków

Polska

www.xblitz.pl



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Wyprodukowano w P.R.C.





USER'S MANUAL [SPIRIT]

User's manual in English language - **EN**



Read this user's manual carefully to fully enjoy the product and all of its functions.

INTRODUCTION

Xblitz Spirit is a breathalyzer equipped with an advanced semiconductor sensor with very high sensitivity and repeatability. LCS screen with backlight is simple and readable. Compact size ensures comfort of usage and storage of the device.

01. PRODUCT DESCRIPTION

A. BREATHALYZER



B. SCREEN



1. Test result
2. Unit
3. Battery indicator

Command	Test result for an exhaled air
C	gas detected, please keep on blowing
-	analyze in progress, please wait
Err	error
rP	blow error
blo	waititng for blow
bat	low battery level

EN

02. WORKING WITH THE DEVICE

1. Open the battery lid located on the back of the device. Insert two AA 1.5V batteries in correct direction (+ , -)
2. Insert mouthpiece into the slot.
3. Press & hold button for 2 seconds to turn off the device. You will hear a sound alarm and LCD screen will light up until the diode blinks with blue light and breathalyzer will start to countdown from 20.

NOTE: Do not blow into the breathalyzer before the countdown stops. Such actions may decrease the measure accuracy.

4. After finishing countdown there will be shown „blo” command on the screen. The tested person should take a deep breath and start to breath in the air slowly into the mouthpiece. There will be shown „C” command on the screen, then keep on breathing in into the mouthpiece untill you hear sound signal three times. Few seconds after that there will be a test result shown on the screen.

NOTE: During breathing in, if the air flow will not be constant the „rP” command will be shown on the screen.

5. Information diode will blink with green light when the test result is below the alarm level. Screen will display accurate test result if it will be higher than the alarm level and the diode will blink with red light. (higher than 0.2 per mil).

6. After whole process the device may be turned off by pressing and holding the button for 3 seconds.

NOTE: If there will be no operation made within the device for a longer time, breathalyzer will turn itself off automatically.

03. SAFETY

NOTE: *Never blow into the breathalyzer directly after alcohol consumption. Such action may burn the sensor and is not covered by the warranty. Wait at least 20 minutues after eating or drinking before taking a measure. Any kind of alcohol that stays in mouth or saliva may interfere with proper operation of the device. This also applies to alcohol-based mouthwash and other similar products.*

1. Fall from high altitude or violent shocks can damage the device.

2. If the battery level is low, test result may be imprecise.

3. Avoid taking a measure in strong wind conditions or in a closed room with contaminated air.

4. After long time of not using the device, first measure taken may be imprecise.

5. During taking few tests we recommend to wait for at least 1 minute to take next measure.

6. Do not blow the cigarette smoke, liquid or food into the mouthpiece.

7. After long time of non-use of the device, please use clear and soft cloth to clean the product. Do not use solvents or any other heavy substances as they may damage the device.

8. Correlaction between alcohol content in an exhaled air and alcohol concentration in blood depends on many variables, such as environment factors (air quality, wind, humidity, temperature etc.), as well as health condition of tested person.

9. You can not use the results of this device in court. The driver bears full responsibility for driving under the influence of alcohol.

10. Do not use this device in combination with ignition lock in the vehicle.

11. Test result may differ depending on many factors. Obtaining a given test result at a time does not mean that the result will be the same even a few minutes later.

12. Do not let anyone drive after alcohol consumption. Always use taxi or other vehicle with a sober driver.

13. At normal usage device demands renewed calibration every 6 months (not less than 12 months) or after 500 measures. In aim to obtain precise test results contact your distributor or service on order to calibrate the device.

04. FAQ

Error	Reason	Solution
LCD no screen	battery inserted incorrectly	Rearrange the batteries and insert then in the right direction.
	battery raddled	Replace the battery
	circuit error	Contact the technical service
No reaction while breathing in	countdown is not finished yet	Wait until the countdown stops
	circuit error	Contact the technical service
Screen error and than shutdown of the device	sensor error	Contact the technical service
I cannot turn on the device	battery raddled	Replace the battery

05. TECHNICAL SPECIFICATION

Model: Xblitz Spirit

Sensor: Semiconductor

Range: 0 ~ 0.20BAC% (0~1.00mg / L;
0~2.00 ‰ BAC; 0~2.00g/L)

Resolution: 0.01 BAC %

Heat-up time: 40s

Working

temperature: 0°C – 50°C

Storage

temperature: 0°C-50°C

Acceptable

humidity: < 93%

Screen: LCD

Power supply: 1.5V , AA batteries (x2)

Dimensions: 123mm x 44mm x 19mm

Weight: 50g (excluding batteries)

Accuracy: 0.08 BAC %

06. CALIBRATION CARD

<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>

EN

07. WARRANTY / CLAIMS

The product is covered by the 60-months warranty.
Warranty conditions can be found on the website:
<https://xblitz.pl/warranty>

Complaints should be reported via the complaint
form located on the website:
<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Details, contact and service address may be found at:
www.xblitz.pl

Serial number.....

The warranty is only valid for regular servicing
and calibration of the device at an authorized service
center. No less than once a year. The device from
the novelty is properly calibrated. Each breathalyzer
offered on the market requires periodic calibration,
ie every 12 months (recommended every 6 months),
the device should be configured to correctly interpret
the amount of alcohol in the exhaled air. The need for
recalibration is not a device disadvantage and is not
covered by the warranty. The device not regularly
calibrated will show incorrect results.

Importer:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Urocz 12
31-953 Cracow
Poland
www.xblitz.pl
Made in P.R.C.





UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA [SPIRIT]

Uživatelská příručka v češtině - CZ



Přečtěte si pozorně následující pokyny, abyste mohli zařízení plně využívat a používat všechny jeho funkce.

ÚVOD

Xblitz Spirit je tester alkoholu s pokročilým polovodičovým senzorem s velmi dobrou citlivostí a opakovatelností. Obrazovka LCD s podsvícením je jednoduchá a přehledná. Kompaktní velikost zaručuje pohodlí při používání a skladování zařízení.

01. POPIS VÝROBKU

A. ALKOHOL TESTER



B. OBRAZOVKA



1. Výsledek testu
2. Jednotka
3. Indikátor baterie

Výkaz	Výsledky zkoušky vydechovaného vzduchu
C	detekován plyn, prosím pokračujte ve foukání
-	analýza stále probíhá, prosím počkejte
Err	chyba
rP	chyba vyfukování
blo	čekání na foukání
bat	nízká úroveň nabití baterie

CZ

02. PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně zařízení. Vložte 2 baterie 1,5 V AA správným směrem (+, -).
2. Vložte náustek do otvoru.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na 2 sekundy pro zapnutí zařízení. Uslyšíte zvukový alarm, LCD obrazovka se rozsvítí, dioda bude blikat modře, a tester alkoholu bude odpočítávat od 20. **UPOZORNĚNÍ:** Do alkohol testeru nikdy nefoukejte před ukončením odpočítávání. Toto chování sníží přesnost měření.

4. Po ukončení odpočítávání se na obrazovce zobrazí zpráva "blo". Osoba podstupující zkoušku by se měla zhluboka nadechnout a pomalu foukat vzduch do náustku.

Na obrazovce se zobrazí zpráva "C", což znamená, že měli byste dále pokračovat ve foukání do náustku, dokud nezazní trojitě pípnutí. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí výsledek měření.

UPOZORNĚNÍ: Během foukání, pokud není průtok vzduchu konstantní, se na obrazovce zobrazí zpráva "rP".

5. Informační kontrolka LED dioda se rozsvítí zeleně, když je výsledek testu nižší než úroveň alarmu.

Na obrazovce se zobrazí přesný výsledek měření, pokud je vyšší než úroveň alarmu a LED dioda začne svítit červeně. (nad 0,2 promile)

6. Po celém procesu lze přístroj vypnout stisknutím a přidržením tlačítka na 3 sekundy.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se na přístroji dlouho neprovádí žádná činnost, tester alkoholu se automaticky vypne.

03. BEZPEČNOST

UPOZORNĚNÍ: *Do alkohol testeru nikdy nefoukejte těsně po pití alkoholu. Může to způsobit spálení senzoru a záruka se na tento typ poškození (při prokázání nesprávného používání) nevztahuje. Počkejte nejméně 20 minut po jídle nebo pití před zahájením testu. Jakýkoliv druh alkoholu sestává v ústech nebo slinách, a to může narušit správný výsledek měření a proto si to vyžaduje počkat přibližně 20 minut. To platí i pro ústní vody na bázi alkoholu a jiné podobné výrobky.*

1. Pád z výšky nebo násilné otřesy mohou poškodit zařízení.

2. Výsledek testu může být nepřesný při nízké kapacitě baterie.

3. Vyhněte se testu v silném větru nebo uzavřených místnostech s kontaminovaným vzduchem.

4. Po delším nepoužívání zařízení nemusí být první měření přesné.

5. Během několika testů doporučujeme, abyste čekali minimálně 1 minutu na provedení dalšího testu.

6. Nefoukejte cigaretový kouř, kapaliny ani potraviny přímo do náustku.

7. Po dlouhém období nepoužívání, pokud je zařízení znečištěné, použijte čistý a měkký hadřík na čištění. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné těžké látky, které by mohly zničit dechový přístroj jakým je detektor alkoholu.

8. Korelace mezi obsahem alkoholu v dechu a koncentrací alkoholu v krvi závisí na mnoha proměnných, včetně faktorů životního prostředí (kvalita ovzduší, vítr, vlhkost, teplota atd.), jakož i zdravotní stav testované osoby.

9. Nelze použít výsledky tohoto zařízení u soudu. Řidič nese plnou odpovědnost za jízdu pod vlivem alkoholu.

10. Nepoužívejte toto zařízení ve spojení se zámkem zapalování ve vozidle.

11. Výsledek testu se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. Získání daného výsledku testu najednou neznamená, že výsledek bude stejný o několik minut později.

12. Nedovolte sobě a ani nikomu jinému řídit vozidlo po pití alkoholu. Vždy používejte taxík nebo jiné vozidlo s střízlivým řidičem, když vy nebo někdo jiný spotřeboval alkohol.

13. Při běžném používání je třeba zařízení kalibrovat každých 6 měsíců (ne méně než 12 měsíců) nebo po 500 testech, za účelem získání přesných výsledků, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko na provedení kalibrace.

04. FAQ

CZ

Chyba	Důvod	Řešení
LCD bez obrazovky	nesprávně vložena baterie	Přeložte baterii a vložte ji ve správném směru
	použitá baterie	Vyměňte baterii
	chyba obvodu	Kontaktujte službu
Žádná reakce na vyfukovaný vzduch	odpočítávání není dokončeno	Čekejte na ukončení odpočítávání
	chyba obvodu	Kontaktujte službu
Chyba obrazovky a zařízení se vypíná	chyba senzoru	Kontaktujte službu
Zařízení nelze zapnout	použitá baterie	Vyměňte baterii

05. SPECIFIKACE

Model:	Xblitz Spirit
Snímač:	Polovodič
Rozsah:	0 ~ 0.20BAC% (0~1.00mg / L; 0~2.00 ‰ BAC; 0~2.00g/L)
Rozlišení:	0.01 BAC ‰
Doba zahřátí:	40s
Pracovní teplota:	0°C - 50°C
Skladovací teplota:	0°C-50°C
Přípustná vlhkost:	< 93%
Obrazovka:	LCD
Napájení:	1.5V , baterie AA (x2)
Rozměry:	123mm x 44mm x 19mm
Hmotnost:	50g (bez baterií)
Přesnost:	0.08 BAC ‰

06. KALIBRAČNÍ KARTA

<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>

CZ

07. ZÁRUČNÍ LIST/ REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 60 měsíční záruka výrobce.

Podmínky záruky naleznete na adrese:

<https://xblitz.pl/gwarancja>

Reklamacie by měly být hlášeny prostřednictvím

reklamačního formuláře který se nachází na adrese:

<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Podrobnosti, kontaktní údaje a adresu servisu

naleznete na straně: **www.xblitz.pl**

Sériové číslo.....

Záruka platí pouze pro pravidelnou údržbu a kalibraci přístroje v autorizovaném servisním středisku. Nejméně jednou za rok. Zařízení z novosti je správně kalibrováno. Každá nabízená na trhu dýchací přístroj vyžaduje pravidelnou kalibraci, tj. každých 12 měsíců (doporučuje se každých 6 měsíců) zařízení by mělo být nakonfigurováno tak, aby správně interpretovalo množství alkoholu ve vydechaném vzduchu. Potřeba recalibrace není nevýhodou zařízení a není pokryta zárukou. Zobrazí se zařízení, které není pravidelně kalibrováno nesprávné výsledky.

Dovozce:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k

os. Teatralne 24

31-946 Krakov

Polsko

www.xblitz.pl

Vyrobena v P.R.C.





BEDIENUNGSANLEITUNG [SPIRIT]

Bedienungsanleitung auf Deutsch -DE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den vollen Genuss zu genießen das Produkt und alle seine Funktionen.

EINFÜHRUNG

Xblitz Spirit ist ein Alkoholtester, der mit einem fortgeschrittenen ausgestattet ist Halbleitersensor mit sehr hoher Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit. LCS-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung ist einfach und lesbar. Kompakte Größe sorgt für Komfort bei der Verwendung und Lagerung des Geräts.

01. PRODUKTBESCHREIBUNG

A. ALKOHOLTESTER



B. BILDSCHIRM



- 1. Testergebnis
- 2. Einheit
- 3. Batterieanzeige

Befehl	Testergebnis für eine ausgeatmete Luft
C	Gas entdeckt, bitte bläst weiter
-	Analyse läuft, bitte warten
Err	Fehler
rP	Schlag Fehler
blo	Warten auf Schlag
bat	niedriger Batteriestand

DE

02. ARBEITEN MIT DEM GERÄT

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts. Legen Sie zwei AA 1,5 V-Batterien in die richtige Richtung ein (+, -).
2. Setzen Sie das Mundstück in den Schlitz ein.
3. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Sie hören einen akustischen Alarm und der LCD-Bildschirm leuchtet auf bis die Diode mit blauem Licht und Alkoholtester blinkt beginnt mit dem Countdown ab 20.

HINWEIS: Blasen Sie nicht in den Alkoholtester. Der Countdown stoppt. Solche Aktionen können abnehmen die Messgenauigkeit.

4. Nach dem Countdown wird „blo“ angezeigt. Befehl auf dem Bildschirm. Die getestete Person sollte nehmen Atmen Sie tief ein und atmen Sie langsam die Luft ein das Mundstück. Es wird der Befehl „C“ angezeigt auf dem Bildschirm, dann atmen Sie weiter in das Mundstück bis Sie dreimal ein akustisches Signal hören. Sekunden später dass auf dem Bildschirm ein Testergebnis angezeigt wird.

HINWEIS: Während des Einatmens, wenn der Luftstrom nicht konstant ist. Der „rP“-Befehl wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Die Informationsdiode blinkt beim Test grün. Ergebnis liegt unter dem Alarmniveau. Der Bildschirm wird genau angezeigt Testergebnis, wenn es höher als die Alarmstufe ist und Die Diode blinkt rot. (höher als 0,2 Promille).

6. Nach dem gesamten Vorgang kann das Gerät ausgeschaltet werden. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Wenn im Gerät keine Bedienung erfolgt für längere Zeit schaltet sich der Alkoholtester automatisch aus.

03. SICHERHEIT

HINWEIS: Blasen Sie niemals direkt nach dem Alkohol in den Alkoholtester Verbrauch. Eine solche Aktion kann den Sensor verbrennen und nicht von der Garantie abgedeckt. Warten Sie nach dem Essen mindestens 20 Minuten oder trinken, bevor Sie eine Maßnahme ergreifen. Jede Art von Alkohol das Verbleib im Mund oder Speichel kann die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen des Geräts. Dies gilt auch für alkoholhaltiges Mundwasser und andere ähnliche Produkte.

- 1.** Sturz aus großer Höhe oder heftige Stöße können Schäden verursachen das Gerät.
- 2.** Wenn der Akkuladestand niedrig ist, kann das Testergebnis ungenau sein.
- 3.** Vermeiden Sie Maßnahmen bei starkem Wind oder in einem geschlossenen Raum mit kontaminierter Luft.
- 4.** Nachdem Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben, messen Sie zuerst genommen kann ungenau sein.
- 5.** Bei einigen Tests empfehlen wir mindestens zu warten 1 Minute für die nächste Maßnahme.
- 6.** Blasen Sie den Zigarettenrauch, Flüssigkeiten oder Speisen nicht hinein das Mundstück.

7. Verwenden Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung des Geräts klar und ein weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere schwere Substanzen, da diese das Gerät beschädigen können.

8. Korrelation zwischen dem Alkoholgehalt in der Ausatemluft und Alkoholkonzentration im Blut hängt von vielen Variablen ab, wie Umweltfaktoren (Luftqualität, Wind, Feuchtigkeit, Temperatur usw.) sowie den Gesundheitszustand der getesteten Person.

9. Sie können die Ergebnisse dieses Geräts nicht vor Gericht verwenden. Der Fahrer trägt die volle Verantwortung für das Fahren unter Alkoholeinfluss.

10. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Kombination mit der Zündung im Fahrzeug einrasten.

11. Testergebnis kann von vielen Faktoren abhängen. Ein bestimmtes Testergebnis auf einmal zu erhalten, bedeutet nicht dass das Ergebnis auch nach wenigen Minuten gleich bleibt.

12. Lassen Sie niemanden nach Alkoholkonsum fahren. Verwenden Sie immer ein Taxi oder ein anderes Fahrzeug mit einem nüchternen Fahrer.

13. Bei normaler Verwendung erfordert das Gerät eine erneute Kalibrierung alle 6 Monate (nicht weniger als 12 Monate) oder danach 500 Maßnahmen. Um genaue Testergebnisse zu erhalten Wenden Sie sich an Ihren Vertrieb.

DE

04. FAQ

Error	Grund	Lösung
LCD kein Bildschirm	Batterie eingelegt falsch	Ordnen Sie die Batterien und Einsatz dann rechts Richtung.
	Batterie ist durchgedreht	Ersetzen die Batterie
	Schaltungsfehler	Kontaktiere die Technischer Dienst
Keine Reaktion während Einatmen	Countdown ist Noch nicht fertig	Warte bis der Countdown hält an
	Schaltungsfehler	Kontaktiere die Technischer Dienst
Bildschirmfehler und dann Herunterfahren von das Gerät	Sensorfehler	Kontaktiere die Technischer Dienst

Ich kann nicht
anschalten
das Gerät

Batterie ist
durchgedreht

Ersetzen Sie
die Batterie

05. TECHNISCHE DATEN

Modell:	Xblitz Spirit
Sensor:	Halbleiter
Angebot:	0 ~ 0.20BAC% (0~1.00mg / L; 0~2.00 ‰ BAC; 0~2.00g/L)
Auflösung:	0.01 BAC %
Aufheizzeit:	40s
Arbeiten	
Temperatur:	0°C – 50°C
Lager	
Temperatur:	0°C-50°C
Akzeptabel	
Feuchtigkeit:	< 93%
Bildschirm:	LCD
Netzteil:	1.5V , AA batterien (x2)
Maße:	123mm x 44mm x 19mm
Gewicht:	50g (Batterien ausgenommen)
Richtigkeit:	0.08 BAC %

DE

06. KALIBRIERUNGSKARTE

<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>

07. GARANTIEANSPRÜCHE

Das Produkt unterliegt der 60-monatigen Garantie.
Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
<https://xblitz.pl/gwarancja-de>

Beschwerden sollten über das Beschwerdeformular
gemeldet werden befindet sich auf der Website:
<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Details, Kontakt und Service-Adresse finden Sie unter:
www.xblitz.pl

Ordnungsnummer.....

Die Garantie gilt nur für regelmäßige Wartung
und Kalibrieren des Geräts in einem autorisierten
Servicecenter. Nicht weniger als einmal im Jahr. Das Gerät
von der Neuheit ist richtig kalibriert. Jeder auf dem Markt
angeboten der Alkoholtester muss regelmäßig kalibriert
werden, dh alle ca. 12 Monate (empfohlen alle 6 Monate).
Das Gerät sollte so konfiguriert werden, dass
die Alkoholmenge richtig interpretiert wird in
der ausgeatmeten Luft. Die Notwendigkeit einer
Neukalibrierung ist kein Nachteil des Geräts
und ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Das Gerät wird nicht regelmäßig kalibriert angezeigt
falsche Ergebnisse.

DE

Importeur:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Urocze 12
31-953 Krakau
Polen
in P.R.C. hergestellt







