

BEAUTIFLY

B-Looky

PRO
series

Fale Radiowe

Rejuvenation Radio Frequency



Instrukcja obsługi

User manual



/beautifully.eu



@beautifully.eu



/beautifulyeu



beautifully.eu

FALE RADIOWE	SILNE DZIAŁANIE ANTI AGING
CZERWONE ŚWIATŁO FOTONOWE	12 000 RPM WIBRACJI

WYGŁADZA I UJĘDRNIA SKÓRĘ WOKÓŁ OCZU

KORZYSTNIE WPŁYWA NA OBRZĘKI

B—Looky PRO to silnie działające urządzenie anti aging do pielęgnacji skóry wokół oczu. Skutecznie łagodzi zmęczone i opuchnięte oczy. Stymuluje skórę wokół, ujędrnia ją i wygładza. Posiada funkcję fali radiowych o silnym działaniu liftingującym. Wibracje o wysokiej częstotliwości 12 000 RPM w połączeniu z czerwonym światłem fotonowym, perfekcyjnie wygładzają i pielęgnują cienką i wrażliwą skórę wokół oczu.

Dane techniczne B—Looky PRO

Wejście:	DC5V/1A
Bateria:	500mAh
Waga jednostkowa:	54g
Rozmiar:	149.9x28 x22mm
Częstotliwość wibracji:	12000RPM
RF:	400KHZ
Czas ładowania:	3 h
Korzystanie z czasu:	>30min



Opis urządzenia

Urządzenie

1. Głowica masująca
2. Czerwone światło
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk poziomu
5. Przycisk zasilania/trybu
6. Port ładowania USB

Wyświetlacz LCD

1. Wskaźnik baterii
2. Wskaźnik świetlny LED
3. Wskaźnik RF
4. Wskaźnik wibracji
5. Poziomy pracy RF



Funkcje

1. B-Looky PRO to urządzenie do pielęgnacji okolic oczu. Wykorzystuje częstotliwość fal radiowych wraz z wibracjami, dodatkowo posiada funkcję czerwonego światła fotonowego. Używaj go wraz ze swoim krem lub żelem pod oczy, a Twoja skóra stanie się gładsza, jędrniejsza i jaśniejsza.
2. Technologia przeciwstarzeniowa wykorzystująca fale radiowe wnika w naskórek i ogrzewa skórę właściwą. Wygenerowane fale elektromagnetyczne i energia cieplna zamieniają się wzajemnie, a wygenerowany efekt termiczny sprzyja produkcji kolagenu i sptyca drobne zmarszczki.
3. Pielęgnacja czerwonym światłem zwiększa przepustowość skóry do wnikania składników aktywnych zawartych w produkcie pielęgnacyjnym. Codzienne stosowanie może skutecznie poprawić elastyczność skóry i zredukować przebarwienia wokół oczu.
4. Masaż wibracyjny o wysokiej częstotliwości wspomaga krążenie krwi i lepszą absorpcję skóry na składniki aktywne zawarte w produkcie pielęgnacyjnym.

Obsługa

Przycisk zasilania – długie naciśnięcie przycisku zasilania włączy urządzenie, krótkie naciśnięcie, przełączy tryb pracy.

1. RF + czerwone światło + wibracja

2. RF + czerwone światło

3. RF + wibracje

4. Częstotliwość radiowa RF

Przycisk przełącznika poziomu intensywności (dostosowuje tylko intensywność RF)

Sposób użycia



Nałóż odpowiednią ilość kremu pod oczu na wcześniej oczyszczoną skórę. Rozprowadź go równomiernie.



Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko , aby przełączyć tryb pracy, i naciśnij krótko , aby dostosować intensywność RF.



Do masażu użyj głowicy masującej, jak pokazano na rysunku.



Po użyciu należy wytrzeć głowicę masującą suchym lub papierowym ręcznikiem.

Środki ostrożności

1. Postępuj zgodnie z zalecaną instrukcją obsługi. Jeśli twoje oczy mają stany zapalne, takie jak zapalenie spojówek, nie należy stosować tego urządzenia, do czasu całkowitego wyleczenia. Nie używaj tego produktu podczas noszenia szkieł kontaktowych.
2. Usuń wszystkie metalowe elementy z okolic twarzy przed użyciem masażera, takie jak kolczyki, naszyjniki.
3. Nie używaj urządzenia B-Looky PRO podczas ładowania.
4. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.
5. Proszę nie upuszczać ani nie uderzać urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.
6. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj go, aby uniknąć zwarcia lub pożaru.
7. Nie należy stosować urządzenia u osób:
 - z chorobami zakaźnymi
 - w ciąży/karmiące piersią
 - z chorobami serca
 - z nadmiernym oparzeniem
 - z wysoką gorączką
 - słonecznym
 - z nowotworem złośliwym
 - z ostrymi stanami zapalnymi
 - z rozrusznikiem serca
 - z chorobami skóry

Przechowywanie

1. Produkty do pielęgnacji okolic oczu należy rozprowadzać równomiernie przed każdym zabiegiem, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się produktów do pielęgnacji okolic oczu w głowicy masującej.
2. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt suchym ręcznikiem.
3. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Urządzenie nie jest wodoodporne
4. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia.
5. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
7. Nie dociskaj z dużą siłą urządzenia do skóry.

Metoda ładowania

1. Przy niskim poziomie mocy, wyłącz urządzenie i podłącz do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania symbol baterii na wyświetlaczu miga.
3. Ładuj urządzenie regularnie, aby uniknąć starzenia się akumulatora..
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od urządzenia,

RADIO WAVES	STRONG ANTI-AGING ACTION
RED PHOTO LIGHT	12 000 RPM VIBRATION

IT SMOOTHES AND FIRMS THE SKIN AROUND THE EYES

IT HAS A POSITIVE EFFECT ON EDEMA

B—Looky PRO is a powerful anti-aging device for the care of the skin around the eyes. Effectively soothes tired and swollen eyes. It stimulates the skin around it, firms it and smoothes it. It has the function of radio waves with a strong lifting effect. High frequency 12 000 RPM vibrations combined with photon red light perfectly smooth and care for the thin and sensitive skin around the eyes.

Technical data B—Looky PRO

Input:	DC5V/1A
Battery:	500mAh
Unit weight:	54g
Size:	149.9x28 x22mm
Vibration frequency:	12000RPM
RF:	400KHZ
Charging time:	3 h
Using time:	>30min



Part description

Device

1. Massage head
2. Red light
3. LCD display
4. Level button
5. Power / Mode button
6. USB charging port

LCD display

1. Battery indicator
2. LED light indicator
3. Radio frequency indicator
4. Vibration indicator
5. RF 3 working level



Functions

1. B-Looky PRO is a device for the care of the eye area. It uses the frequency of radio waves along with vibrations, and additionally has the function of red photon light. Use it with your eye cream or gel to make your skin smoother, firmer and brighter.
2. Anti-aging technology using radio waves penetrates the epidermis and heats the dermis. The generated electromagnetic waves and thermal energy change each other, and the generated thermal effect promotes the production of collagen and reduces fine lines.
3. Red light care increases the skin's capacity to penetrate the active ingredients contained in the care product. Daily use can effectively improve skin elasticity and reduce discoloration around the eyes.
4. High-frequency vibration massage supports blood circulation and better absorption of the skin by the active ingredients contained in the care product.

Operating instructions

Power Button – Long press the power button to turn on, short press to switch working mode.

1. RF + red light + vibration (intensity unchanged)
2. RF + red light
3. RF + vibration (intensity unchanged)
4. RF radio frequency

Level switch key: switch three gears (gear only adjusts RF intensity)

Using instructions



Take an appropriate amount of eye cream and spread evenly on the skin care area.



Long press  to turn on device, short press  to switch working mode, and short press  to adjust the RF intensity as needed.



Hold the middle and upper part of the body and gently glide massage probe around eye contours as shown in the picture.



Note: This machine is not waterproof, please do not rinse with water.

Precautions

1. Follow the recommended user manual. If your eyes have inflammation such as conjunctivitis, you should not use this device until it has healed completely. Do not use this product while wearing contact lenses.
2. Remove all metal parts from the facial area before using the massager, such as earrings, necklaces.
3. Do not use the B-Looky PRO while it is charging.
4. Do not repair, disassemble or modify the device on your own. Any irregularities should be assessed by the service.
5. Please do not drop or hit the device to avoid malfunction.
6. When the power cord is damaged, please do not use it to avoid short circuit or fire.
7. Do not use the device in people:
 - with infectious diseases — with skin diseases
 - with heart diseases — pregnant / breastfeeding
 - with high fever — with excessive sunburn
 - with a malignant tumor
 - with acute inflammation
 - with a pacemaker

Storage

1. Apply eye area care products evenly before each treatment to avoid excessive accumulation of eye area products in the massage head.
2. After completing each treatment, wipe the product with a dry towel.
3. Do not wash the device under water or submerge it. The device is not waterproof.
4. Do not use corrosive agents to clean the device.
5. Store it in a cool, dry place.
6. Do not use the device if it is damaged.
7. Do not press the device with great force against the skin.

Charging method

1. When it has low power, please turn off the instrument and connect the charger.
2. During the charging process, the battery symbol on the display flashes, and the battery symbol stops flashing when charging is completed.
3. Please charge it occasionally to avoid aging if you do not use it for long time.
4. Please unplug the charger after charging is finished.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o.o. declares that the device equipment Beautifly B-Looky PRO is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o.o. deklaruje, że Beautifly B-Looky PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
4. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

BEAUTIFLY

NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki
zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.
