

**JPD-BFS200A, JPD-BFS200B,
JPD-BFS200D**



JUMPER

Wagi:

JPD-BFS200A, JPD-BFS200B, JPD-BFS200D


Instrukcja obsługi

**Przed skorzystaniem z produktu
prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.**

Wersja instrukcji: 2.0
Data wydania: czerwiec 2024

INSTALACJA BATERII

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi włóż do niej baterie zgodnie z polaryzacją +/-.



POBRANIE APLIKACJI

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację **JUMPER Health** z Google Play lub App Store.

Zainstaluj aplikację **JUMPER Health**, zarejestruj się i zaloguj. Uzupełnij swoje dane w profilu, aby waga mogła właściwie rozpoznawać wyniki.



JUMPER Health

WAŻENIE I POMIAR SKŁADU CIAŁA


Umieść wagę na twardym, płaskim podłożu.

Otwórz aplikację „JUMPER Health”, wybierz opcję „Weight” (Waga), aby przejść do trybu pomiaru wagi. Naciśnij na wagę, aby utrzymać ją w stanie włączonym, aż waga i aplikacja sparują się automatycznie.


Stań boso, jak pokazano na rysunku. Pomiar jest zakończony, gdy wartość na wyświetlaczu LED miga, a następnie zmierzone dane zostaną wyświetlone w aplikacji.

Po pomiarze można sprawdzić wyniki za pomocą aplikacji **JUMPER Health**.

Uwaga: Dane dotyczące składu ciała podane w tej wadze służą wyłącznie jako odniesienie i nie stanowią porady medycznej.



JPD-BFS200A



JPD-BFS200B



JPD-BFS200D


WAŻENIE PRZEDMIOTÓW

Nacisnąć na wagę i nie dokonywać pomiaru, dopóki waga nie włączy się i nie powróci do zera. Umieścić przedmiot na wadze. Przesuwanie lub uderzanie wagi może mieć wpływ na dokładność. Należy wtedy ponownie dokonać ważenia, aby upewnić się, że zmierzone dane są dokładne.

ALERTY


W trakcie ważenia migający symbol „Lo” oznacza niski poziom naładowania baterii. Należy wymienić baterie na nowe.

W trakcie ważenia migający symbol „Err” oznacza, że masa przekracza 200 kg, czyli jest poza zakresem pomiarowym urządzenia.



JEDNOSTKI POMIARU MASY

Dostępne jednostki: kg/lb. Przełączanie się między kg i lb jest możliwe w aplikacji **JUMPER Health** i na wadze (za pomocą przycisku pokazanego na rysunku).



SPECYFIKACJA

- Wyświetlacz: LED
- Jednostki: kg/lb
- Zakres pomiaru: 3 kg – 200 kg
- Podziałka: 0,1 kg / 0,2 lb
- Temperatura pracy: 0 - 40 °C
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V
- Automatyczne wyłączenie się po 10 sekundach
- Wymiary: 280 x 280 x 23,5 mm
- Masa urządzenia: 1,3 kg
- Dokładność pomiaru w kg:
 - 3-50 kg: $\pm 0,2$ kg
 - 50-100 kg: $\pm 0,3$ kg
 - 100-150 kg: $\pm 0,4$ kg
 - 150-200 kg: $\pm 0,5$ kg
- Dokładność pomiaru w lb:
 - 6,6 -110 lb: $\pm 0,44$ lb
 - 110-220 lb: $\pm 0,66$ lb
 - 220-330 lb: $\pm 0,88$ lb
 - 330-440 lb: $\pm 1,1$ lb

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Aby zapobiec poślizgnięciu się, nie umieszczaj wagi na śliskiej podłodze i nie używaj jej, gdy stopy lub waga są mokre.
2. Zawsze stawaj na środku wagi, aby zapobiec przewróceniu się podczas ważenia.
3. Wagi należy używać wyłącznie w suchym otoczeniu i nie zanurzać jej w wodzie.
4. Powierzchnię wagi należy przecierać wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używać żadnych rozpuszczalników organicznych ani innych chemikaliów.
5. Po wyczerpaniu się baterii należy je natychmiast wyjąć, aby uniknąć potencjalnego wycieku i korozji.
6. Ta waga nie jest zalecana dla osób z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi.
7. Dokładność danych o składzie ciała może się różnić w przypadku korzystania z niej przez sportowców i kobiety w ciąży.



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Producent:

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.

Adres: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, 518103

telefon: +86-755-26696279

e-mail: info@jumper-medical.com

strona internetowa: www.jumpermed.com, www.jumper-medical.com

Osoba odpowiedzialna:

Outong GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf, Germany

Importer i dystrybutor:

AKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr 7, lokal 4

15-124 BIAŁYSTOK

Serwis gwarancyjny:

AKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr 7, lokal 4

15-124 BIAŁYSTOK