



BEAUTIFLY

SkinGlow

PRO

series

Wireless LED panel for face and body Phototherapy
User manual




 /beautifly.global  /beautifly_global


 /@beautifly.global  /@beautifly.global



f1



f2



f3

[youtube.com/@beautiflyglobal](https://www.youtube.com/@beautiflyglobal)



[facebook.com/beautiflyglobal](https://www.facebook.com/beautiflyglobal)



Moc znamionowa: 18
Rzeczywista moc pracy: $\leq 4,5$ W
Zasilanie: DC 5 V / 1 A
Wymiary urządzenia: $27,5 \times 20 \times 3,5$ cm
Waga: ok. 1,37 kg

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Zawartość zestawu:

1. Panel LED do fototerapii / 2. Okulary ochronne (1 szt.) / 3. Przewód zasilający USB Typ-C (1 szt.) / 4. Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia [strona 2 - f1]:

1. Matryca diod LED o różnych długościach fal / 2. Cyfrowy wyświetlacz / 3. Time + zwiększanie czasu pracy / 4. Time – zmniejszenie czasu pracy / 5. Przycisk M zmiana trybu / koloru światła od M 1 do M12 / 6. Przycisk ON/OFF włączanie i wyłączanie urządzenia

Obsługa urządzenia

1. Ustaw panel na stabilnej powierzchni / 2. Podłącz urządzenie do zasilania / 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie / 4. Przyciśnij przycisk M i wybierz jeden z trybów od M1 do M12, aby zmienić kolor / tryb światła (Tryb M12 uruchamia automatyczną zmianę kolorów w cyklu) / 5. Ustawienie czasu pracy: naciśnij Time –, aby skrócić czas zabiegu, a Time +, aby go wydłużyć
- UWAGA: Po zakończeniu odliczania urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 1,5–2 sekundy.

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć skórę przed zabiegiem / 2. Możesz nałożyć odpowiedni kosmetyk pielęgnacyjny (bez składników fotouczulających) / 3. Załóż dołączone okulary ochronne / 4. Ustaw odpowiedni kąt nachylenia panelu [strona 2 - f2] / 5. Włącz urządzenie i rozpocznij sesję.

Ładowanie, konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

Jeżeli urządzenie nie reaguje lub poziom energii jest niski, podłącz przewód do portu USB Typ-C i źródła zasilania 5 V / 1 A, a po pełnym naładowaniu odłącz urządzenie. Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu z wodą. Czyść urządzenie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Środki ostrożności:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia, kobiet w ciąży, planujących ciążę lub karmiących piersią, osób wrażliwych na światło oraz osób z chorobami genetycznymi lub skórnymi (np. toczeń, wyprysk, albinizm). Nie używać podczas ładowania. Nie upuszczać, nie uderzać, nie naciskać nadmiernie. Nie demontować ani nie modyfikować samodzielnie. Nie zanurzać w wodzie i nie czyścić środkami żrącymi. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Nie stosować na otwarte rany, wysypki, obrzękniętą, podrażnioną, zakażoną lub zapalną skórę ani na obszarach o zwiększonym ryzyku nowotworowym. Podczas korzystania z urządzeń IPL lub laserowych należy stosować ochronę oczu. Przez 48 godzin przed i po zabiegu nie korzystać z solarium ani nie wystawiać skóry na intensywne słońce. Możliwe jest wystąpienie zaczerwienienia lub podrażnienia. W takim przypadku przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem. Częstsze stosowanie niż zalecane zwiększa ryzyko podrażnień. Przed rozpoczęciem terapii zaleca się konsultację lekarską i — w razie potrzeby — wykonanie badań diagnostycznych. Zabiegu nie wykonywać bez dokumentacji z takiej konsultacji.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]:

Rated power: 18 W
Actual operating power: ≤ 4.5 W
Power supply: DC 5 V / 1 A
Device dimensions: 27.5 × 20 × 3.5 cm
Weight: approx. 1.37 kg

Safety:

Before using the product, read this instruction manual carefully and follow the recommendations during operation.

Package contents:

1. LED phototherapy panel / 2. Protective goggles (1 pc.) / 3. USB Type-C power cable (1 pc.) / 4. Instruction manual

Device structure [page 2 - f1]:

1. LED diode matrix with different wavelengths / 2. Digital display / 3. Time + increase operating time / 4. Time – decrease operating time / 5. M button mode / light color change from M1 to M12 / 6. ON/OFF button device power on and off

Device operation

1. Place the panel on a stable surface / 2. Connect the device to power / 3. Press and hold the ON/OFF button for about 1.5 seconds to turn on the device / 4. Press the M button and select one of the modes from M1 to M12 to change the color / light mode (Mode M12 activates automatic color cycling) / 5. Set the working time: press Time – to shorten the treatment time and Time + to extend it

NOTE: After the countdown ends, the device will switch off automatically. To turn off the device manually, hold the ON/OFF button for approximately 1.5–2 seconds.

Method of use:

1. Clean the skin before treatment / 2. You may apply a suitable skincare product (without strong photosensitizing ingredients) / 3. Put on the included protective goggles / 4. Adjust the appropriate panel tilt angle [page 2 - f2] / 5. Maintain a safe distance from the light source / 6. Turn on the device and begin the session.

Charging, maintenance and care:

If the device does not respond or the battery level is low, connect the cable to the USB Type-C port and a 5 V / 1 A power source, and disconnect after full charging. Avoid direct contact with water. Clean with a dry or slightly damp cloth. Store in a dry place away from direct sunlight.

Precautions:

Keep out of reach of children. The device is not intended for persons under 18 years of age, pregnant women, women planning pregnancy or breastfeeding, individuals sensitive to light, or persons with genetic or skin diseases (e.g. lupus, eczema, albinism). Do not use while charging. Do not drop, hit, or apply excessive pressure. Do not disassemble or modify the device. Do not immerse in water or clean with corrosive agents. Store in a cool, dry place. Do not use on open wounds, rashes, swollen, irritated, infected or inflamed skin, or on areas with increased risk of skin cancer. When using IPL or laser devices, wear eye protection. For 48 hours before and after treatment, avoid tanning beds and intense sun exposure. Redness or irritation may occur. If this happens, discontinue use and consult a doctor. More frequent use than recommended increases the risk of irritation. Before starting therapy, medical consultation and, if necessary, diagnostic tests are recommended. Do not perform the procedure without documentation from such consultation.

More information about the company and products [page 2 - f3]:

Nennleistung: 18 W
Tatsächliche Betriebsleistung: $\leq 4,5 \text{ W}$
Stromversorgung: DC 5 V / 1 A
Geräteabmessungen: $27,5 \times 20 \times 3,5 \text{ cm}$
Gewicht: ca. 1,37 kg

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise während der Nutzung.

Lieferumfang:

1. LED-Phototherapie-Panel / 2. Schutzbrille (1 Stk.) / 3. USB Typ-C Netzkabel (1 Stk.) / 4. Bedienungsanleitung

Geräteaufbau [Seite 2 - f1]:

1. LED-Diodenmatrix mit unterschiedlichen Wellenlängen / 2. Digitalanzeige / 3. Time + Verlängerung der Betriebszeit / 4. Time – Verkürzung der Betriebszeit / 5. Taste M Modus-/Lichtfarbwechsel von M1 bis M12 / 6. ON/OFF Taste Ein- und Ausschalten des Geräts

Bedienung des Geräts

1. Panel auf eine stabile Oberfläche stellen / 2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an / 3. Halten Sie die ON/OFF-Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten / 4. Drücken Sie die M-Taste und wählen Sie einen Modus von M1 bis M12, um die Farbe / den Lichtmodus zu ändern (Modus M12 aktiviert den automatischen Farbwechsel) / 5. Einstellung der Betriebszeit: Drücken Sie Time –, um die Behandlungszeit zu verkürzen, und Time +, um sie zu verlängern

HINWEIS: Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten ON/OFF Taste ca. 1,5–2 Sekunden gedrückt halten.

Anwendung:

1. Haut vor der Behandlung reinigen / 2. Geeignetes Pflegeprodukt auftragen (ohne stark photosensibilisierende Inhaltsstoffe) / 3. Schutzbrille aufsetzen / 4. Neigungswinkel des Panels einstellen [Seite 2 - f2] / 5. Sicherem Abstand zur Lichtquelle einhalten / 6. Gerät einschalten und Sitzung starten.

Laden, Wartung und Pflege:

Wenn das Gerät nicht reagiert oder der Batteriestand niedrig ist, Kabel an USB Typ-C Anschluss und 5 V / 1 A Stromquelle anschließen und nach vollständigem Laden trennen. Direkten Wasserkontakt vermeiden. Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Vorsichtsmaßnahmen:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Schwangere, Frauen mit Kinderwunsch oder stillende Frauen, lichtempfindliche Personen oder Personen mit genetischen oder Hauterkrankungen (z. B. Lupus, Ekzem, Albinismus). Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Nicht fallen lassen, stoßen oder stark drücken. Nicht zerlegen oder modifizieren. Nicht in Wasser tauchen oder mit ätzenden Mitteln reinigen. Kühl und trocken lagern. Nicht auf offenen Wunden, Hautausschlägen, geschwollener, gereizter, infizierter oder entzündeter Haut oder auf Bereichen mit erhöhtem Hautkrebsrisiko anwenden. Bei IPL- oder Lasergeräten Augenschutz tragen. 48 Stunden vor und nach der Behandlung Solarien und intensive Sonneneinstrahlung vermeiden. Rötungen oder Reizungen sind möglich. In diesem Fall Anwendung abbrechen und Arzt konsultieren. Häufigere Anwendung als empfohlen erhöht das Risiko von Reizungen. Vor Therapiebeginn ärztliche Beratung und ggf. diagnostische Untersuchungen empfohlen. Behandlung nicht ohne entsprechende Dokumentation durchführen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f3]:

Puissance nominale : 18 W
Puissance réelle de fonctionnement : $\leq 4,5$ W
Alimentation : DC 5 V / 1 A
Dimensions de l'appareil : 27,5 × 20 × 3,5 cm
Poids : env. 1,37 kg

FR

Sécurité :

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement cette notice et respecter les recommandations pendant l'utilisation.

Contenu du coffret :

1. Panneau LED de photothérapie / 2. Lunettes de protection (1 pièce) / 3. Câble d'alimentation USB Type-C (1 pièce) / 4. Manuel d'utilisation

Structure de l'appareil [page 2 - f1] :

1. Matrice de diodes LED à différentes longueurs d'onde / 2. Écran numérique / 3. Time + augmentation du temps de fonctionnement / 4. Time – réduction du temps de fonctionnement / 5. Bouton M changement de mode / couleur de M1 à M12 / 6. Bouton ON/OFF mise en marche et arrêt

Utilisation de l'appareil

1. Placer le panneau sur une surface stable / 2. Branchez l'appareil à l'alimentation / 3. Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant environ 1,5 seconde pour allumer l'appareil / 4. Appuyez sur le bouton M et sélectionnez un mode de M1 à M12 pour changer la couleur / le mode de lumière (Le mode M12 active le changement automatique des couleurs) / 5. Réglage du temps de fonctionnement : appuyez sur Time – pour réduire la durée et sur Time + pour l'augmenter
REMARQUE : À la fin du compte à rebours, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour l'éteindre manuellement, maintenir ON/OFF pendant 1,5–2 secondes.

Mode d'emploi :

1. Nettoyer la peau avant le traitement / 2. Appliquer un produit adapté (sans ingrédients fortement photosensibilisants) / 3. Porter les lunettes de protection / 4. Régler l'angle d'inclinaison [page 2 - f2] / 5. Maintenir une distance de sécurité / 6. Allumer l'appareil et commencer la séance.

Recharge, entretien et maintenance :

Si l'appareil ne répond pas ou si la batterie est faible, connecter le câble au port USB Type-C et à une source 5 V / 1 A, puis débrancher après charge complète. Éviter tout contact direct avec l'eau. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil.

Précautions :

Conserver hors de portée des enfants. Non destiné aux personnes de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes sensibles à la lumière ou atteintes de maladies génétiques ou cutanées (lupus, eczéma, albinisme). Ne pas utiliser pendant la charge. Ne pas laisser tomber, frapper ou exercer une pression excessive. Ne pas démonter ni modifier. Ne pas immerger dans l'eau ni utiliser de produits corrosifs. Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, éruptions, peau enflée, irritée, infectée ou inflammée, ni sur des zones à risque accru de cancer cutané. Porter une protection oculaire lors de l'utilisation d'appareils IPL ou laser. Éviter le solarium et l'exposition solaire intense 48 heures avant et après le traitement. Rougeurs ou irritations possibles. En cas d'apparition, arrêter l'utilisation et consulter un médecin. Une utilisation plus fréquente que recommandée augmente le risque d'irritation. Consultation médicale recommandée avant traitement. Ne pas effectuer la procédure sans documentation médicale.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f3]:

Potencia nominal: 18 W
Potencia real de funcionamiento: $\leq 4,5$ W
Alimentación: DC 5 V / 1 A
Dimensiones del dispositivo: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Peso: aprox. 1,37 kg

ES

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones y siga las recomendaciones indicadas durante el uso del dispositivo.

Contenido del paquete:

1. Panel LED de fototerapia / 2. Gafas de protección (1 ud.) / 3. Cable de alimentación USB Tipo-C (1 ud.) / 4. Manual de instrucciones

Estructura del dispositivo [página 2 - f1]:

1. Matriz de diodos LED de diferentes longitudes de onda / 2. Pantalla digital / 3. Time + aumento del tiempo de funcionamiento / 4. Time – reducción del tiempo de funcionamiento / 5. Botón M cambio de modo / color de luz de M1 a M12 / 6. Botón ON/OFF encendido y apagado del dispositivo

Funcionamiento del dispositivo

1. Coloque el panel sobre una superficie estable / 2. Conecte el dispositivo a la alimentación / 3. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante aproximadamente 1,5 segundos para encender el dispositivo / 4. Presione el botón M y seleccione uno de los modos de M1 a M12 para cambiar el color / modo de luz (El modo M12 activa el cambio automático de colores) / 5. Ajuste del tiempo: presione Time – para acortar el tiempo de tratamiento y Time + para ampliarlo

ATENCIÓN: Al finalizar la cuenta regresiva, el dispositivo se apagará automáticamente. Para apagarlo manualmente, mantenga presionado el botón ON/OFF durante aproximadamente 1,5–2 segundos.

Modo de uso:

1. Limpie la piel antes del tratamiento / 2. Puede aplicar un cosmético adecuado (sin ingredientes fuertemente fotosensibilizantes) / 3. Póngase las gafas de protección incluidas / 4. Ajuste el ángulo de inclinación adecuado del panel [página 2 - f2] / 5. Mantenga una distancia segura de la fuente de luz / 6. Encienda el dispositivo y comience la sesión.

Carga, mantenimiento y cuidado del dispositivo:

Si el dispositivo no responde o el nivel de energía es bajo, conecte el cable al puerto USB Tipo-C y a una fuente de alimentación 5 V / 1 A y desconéctelo una vez esté completamente cargado. Evite el contacto directo con el agua. Limpie el dispositivo con un paño seco o ligeramente húmedo. Guárdelo en un lugar seco, alejado de la luz solar directa.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños. El dispositivo no está destinado a personas menores de 18 años, mujeres embarazadas, que planeen un embarazo o en período de lactancia, personas sensibles a la luz o con enfermedades genéticas o cutáneas (por ejemplo, lupus, eccema, albinismo). No utilizar durante la carga. No dejar caer, golpear ni ejercer presión excesiva. No desmontar ni modificar por cuenta propia. No sumergir en agua ni limpiar con agentes corrosivos. Conservar en un lugar fresco y seco. No utilizar sobre heridas abiertas, erupciones, piel hinchada, irritada, infectada o inflamada, ni en zonas con mayor riesgo de cáncer de piel. Al utilizar dispositivos IPL o láser, usar protección ocular. Durante 48 horas antes y después del tratamiento, no utilizar solárium ni exponer la piel a la luz solar intensa. Puede producirse enrojecimiento o irritación. En tal caso, interrumpir el tratamiento y consultar a un médico. El uso más frecuente de lo recomendado aumenta el riesgo de irritación. Antes de iniciar la terapia se recomienda consulta médica y, si es necesario, pruebas diagnósticas. No realizar el tratamiento sin documentación de dicha consulta.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]:

Potência nominal: 18 W
Potência real de funcionamento: $\leq 4,5$ W
Alimentação: DC 5 V / 1 A
Dimensões do dispositivo: $27,5 \times 20 \times 3,5$ cm
Peso: aprox. 1,37 kg

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual de instruções e siga as recomendações durante a utilização do dispositivo.

Conteúdo da embalagem:

1. Painel LED de fototerapia / 2. Óculos de proteção (1 un.) / 3. Cabo de alimentação USB Tipo-C (1 un.) / 4. Manual de instruções

Estrutura do dispositivo [página 2 - f1]:

1. Matriz de diodos LED com diferentes comprimentos de onda / 2. Visor digital / 3. Time + aumento do tempo de funcionamento / 4. Time – redução do tempo de funcionamento / 5. Botão M mudança de modo / cor da luz de M1 a M12 / 6. Botão ON/OFF ligar e desligar o dispositivo

Funcionamento do dispositivo

1. Coloque o painel numa superfície estável / 2. Conecte o dispositivo à alimentação / 3. Pressione e segure o botão ON/OFF por cerca de 1,5 segundos para ligar o dispositivo / 4. Pressione o botão M e selecione um dos modos de M1 a M12 para alterar a cor / modo de luz (O modo M12 ativa a mudança automática de cores) / 5. Ajuste do tempo: pressione Time – para reduzir o tempo de tratamento e Time + para aumentá-lo

ATENÇÃO: Após o término da contagem decrescente, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. Para desligar manualmente, mantenha pressionado o botão ON/OFF durante aproximadamente 1,5–2 segundos.

Modo de utilização:

1. Limpe a pele antes do tratamento / 2. Pode aplicar um cosmético adequado (sem ingredientes fortemente fotossensibilizantes) / 3. Coloque os óculos de proteção incluídos / 4. Ajuste o ângulo de inclinação do painel [página 2 - f2] / 5. Mantenha uma distância segura da fonte de luz / 6. Ligue o dispositivo e inicie a sessão.

Carregamento, manutenção e cuidados:

Se o dispositivo não responder ou o nível de energia estiver baixo, ligue o cabo à porta USB Tipo-C e a uma fonte de alimentação 5 V / 1 A e desligue após a carga completa. Evite contacto direto com água. Limpe com um pano seco ou ligeiramente húmido. Guarde em local seco, longe da luz solar direta.

Precauções:

Mantenha fora do alcance das crianças. O dispositivo não se destina a pessoas com menos de 18 anos, mulheres grávidas, que planeiem engravidar ou a amamentar, pessoas sensíveis à luz ou com doenças genéticas ou cutâneas (ex. lúpus, eczema, albinismo). Não utilizar durante o carregamento. Não deixar cair, bater ou exercer pressão excessiva. Não desmontar nem modificar por conta própria. Não mergulhar em água nem limpar com agentes corrosivos. Conservar em local fresco e seco. Não utilizar em feridas abertas, erupções, pele inchada, irritada, infectada ou inflamada, nem em áreas com maior risco de cancro da pele. Ao utilizar dispositivos IPL ou laser, usar proteção ocular. Durante 48 horas antes e após o tratamento evitar solário e exposição solar intensa. Pode ocorrer vermelhidão ou irritação. Nesse caso interromper o tratamento e consultar um médico. A utilização mais frequente do que o recomendado aumenta o risco de irritação. Antes de iniciar a terapia recomenda-se consulta médica e, se necessário, exames diagnósticos. Não realizar o tratamento sem documentação dessa consulta.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f3]:

Potenza nominale: 18 W
Potenza reale di funzionamento: $\leq 4,5$ W
Alimentazione: DC 5 V / 1 A
Dimensioni del dispositivo: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Peso: ca. 1,37 kg

IT

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e seguire le raccomandazioni durante l'uso del dispositivo.

Contenuto della confezione:

1. Pannello LED per fototerapia / 2. Occhiali protettivi (1 pz.) / 3. Cavo di alimentazione USB Tipo-C (1 pz.) / 4. Manuale di istruzioni

Struttura del dispositivo [pagina 2 - f1]:

1. Matrice di diodi LED con diverse lunghezze d'onda / 2. Display digitale / 3. Time + aumento del tempo di funzionamento / 4. Time – riduzione del tempo di funzionamento / 5. Pulsante M cambio modalità / colore della luce da M1 a M12 / 6. Pulsante ON/OFF accensione e spegnimento del dispositivo

Funzionamento del dispositivo

1. Posizionare il pannello su una superficie stabile / 2. Collegare il dispositivo all'alimentazione / 3. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 1,5 secondi per accendere il dispositivo / 4. Premere il pulsante M e selezionare una modalità da M1 a M12 per cambiare colore / modalità luce (La modalità M12 attiva il cambio automatico dei colori) / 5. Impostazione del tempo: premere Time – per ridurre la durata del trattamento e Time + per aumentarla
ATTENZIONE: Al termine del conto alla rovescia il dispositivo si spegnerà automaticamente. Per spegnerlo manualmente, tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 1,5–2 secondi.

Modalità d'uso:

1. Pulire la pelle prima del trattamento / 2. È possibile applicare un cosmetico adeguato (senza ingredienti fortemente fotosensibilizzanti) / 3. Indossare gli occhiali protettivi inclusi / 4. Regolare l'angolo di inclinazione del pannello [pagina 2 - f2] / 5. Mantenere una distanza di sicurezza dalla fonte luminosa / 6. Accendere il dispositivo e iniziare la sessione.

Ricarica, manutenzione e cura del dispositivo:

Se il dispositivo non risponde o il livello di energia è basso, collegare il cavo alla porta USB Tipo-C e a una fonte di alimentazione 5 V / 1 A, quindi scollegare dopo la ricarica completa. Evitare il contatto diretto con l'acqua. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Precauzioni:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è destinato a persone di età inferiore a 18 anni, donne in gravidanza, che pianificano una gravidanza o che allattano, persone sensibili alla luce o con malattie genetiche o cutanee (ad es. lupus, eczema, albinismo). Non utilizzare durante la ricarica. Non far cadere, urtare o esercitare pressione eccessiva. Non smontare né modificare autonomamente. Non immergere in acqua né pulire con agenti corrosivi. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzare su ferite aperte, eruzioni cutanee, pelle gonfia, irritata, infetta o infiammata, né su aree con maggiore rischio di tumore cutaneo. Durante l'uso di dispositivi IPL o laser, indossare protezione oculare. Per 48 ore prima e dopo il trattamento evitare il solarium e l'esposizione intensa al sole. Possono verificarsi arrossamenti o irritazioni. In tal caso interrompere il trattamento e consultare un medico. L'uso più frequente di quanto raccomandato aumenta il rischio di irritazione. Prima di iniziare la terapia si raccomanda una consulenza medica e, se necessario, esami diagnostici. Non effettuare il trattamento senza documentazione di tale consultazione.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f3]:

Jmenovitý výkon: 18 W
Skutečný provozní výkon: ≤ 4,5 W
Napájení: DC 5 V / 1 A
Rozměry zařízení: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Hmotnost: cca 1,37 kg

Bezpečnost:

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití a dodržujte uvedená doporučení během používání zařízení.

Obsah balení:

1. LED panel pro fototerapii / 2. Ochranné brýle (1 ks) / 3. Napájecí kabel USB Typ-C (1 ks) / 4. Návod k použití

Konstrukce zařízení [strana 2 - f1]:

1. Matice LED diod s různými vlnovými délkami / 2. Digitální displej / 3. Time + zvýšení doby provozu / 4. Time – zkrácení doby provozu / 5. Tlačítko M změna režimu / barvy světla od M1 do M12 / 6. Tlačítko ON/OFF zapnutí a vypnutí zařízení

Ovládání zařízení

1. Umístěte panel na stabilní povrch / 2. Připojte zařízení k napájení / 3. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu přibližně 1,5 sekundy pro zapnutí zařízení / 4. Stiskněte tlačítko M a vyberte jeden z režimů od M1 do M12 pro změnu barvy / režimu světla (Režim M12 spustí automatickou změnu barev) / 5. Nastavení času: stiskněte Time – pro zkrácení času a Time + pro jeho prodloužení

POZNÁMKA: Po ukončení odpočtu se zařízení automaticky vypne. Pro ruční vypnutí podržte tlačítko ON/OFF přibližně 1,5–2 sekundy.

Způsob použití:

1. Před ošetřením očistěte pokožku / 2. Můžete aplikovat vhodný kosmetický přípravek (bez silně fotosenzibilizujících složek) / 3. Nasadte přiložené ochranné brýle / 4. Nastavte vhodný úhel naklonění panelu [strana 2 - f2] / 5. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od zdroje světla / 6. Zapněte zařízení a zahajte sezení.

Nabíjení, údržba a péče o zařízení:

Pokud zařízení nereaguje nebo je úroveň energie nízká, připojte kabel k portu USB Typ-C a ke zdroji napájení 5 V / 1 A a po plném nabití odpojte. Zabraňte přímému kontaktu s vodou. Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není určeno pro osoby mladší 18 let, těhotné ženy, ženy plánující těhotenství nebo kojící, osoby citlivé na světlo ani osoby s genetickými nebo kožními onemocněními (např. lupus, ekzém, albinismus). Nepoužívejte během nabíjení. Neupustěte, neudeřte ani nevyvíjejte nadměrný tlak. Nerozebírejte ani neupravujte sami. Neponořujte do vody ani nečistěte korozivními prostředky. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte na otevřené rány, vyrážky, oteklou, podrážděnou, infikovanou nebo zanícenou pokožku ani na oblastech se zvýšeným rizikem rakoviny kůže. Při používání zařízení IPL nebo laserových zařízení používejte ochranu očí. 48 hodin před a po ošetření se vyhněte soláriu a intenzivnímu slunečnímu záření. Může dojít k zarudnutí nebo podráždění. V takovém případě ošetření přerušete a poradte se s lékařem. Častější používání, než je doporučeno, zvyšuje riziko podráždění. Před zahájením terapie se doporučuje lékařská konzultace a případné diagnostická vyšetření. Neprovádějte ošetření bez dokumentace z této konzultace.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]:

Menovitý výkon: 18 W
Skutočný prevádzkový výkon: ≤ 4,5 W
Napájanie: DC 5 V / 1 A
Rozmery zariadenia: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Hmotnosť: cca 1,37 kg

SK

Bezpečnosť:

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte uvedené odporúčania počas používania zariadenia.

Obsah balenia:

1. LED panel na fototerapiu / 2. Ochranné okuliare (1 ks) / 3. Napájací kábel USB Typ-C (1 ks) / 4. Návod na použitie

Konštrukcia zariadenia [strana 2 - f1]:

1. Matrica LED diód s rôznymi vlnovými dĺžkami / 2. Digitálny displej / 3. Time + zvýšenie času prevádzky / 4. Time – zníženie času prevádzky / 5. Tlačidlo M zmena režimu / farby svetla od M1 do M12 / 6. Tlačidlo ON/OFF zapnutie a vypnutie zariadenia

Ovládanie zariadenia

1. Umiestnite panel na stabilný povrch / 2. Pripojte zariadenie k napájaniu / 3. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF približne 1,5 sekundy na zapnutie zariadenia / 4. Stlačte tlačidlo M a vyberte režim od M1 do M12 na zmenu farby / režimu svetla (Režim M12 aktivuje automatickú zmenu farieb) / 5. Nastavenie času: stlačte Time – na skrátenie času a Time + na jeho predĺženie
UPOZORNENIE: Po ukončení odpočítavania sa zariadenie automaticky vypne. Na manuálne vypnutie podržte tlačidlo ON/OFF približne 1,5–2 sekundy.

Spôsob použitia:

1. Pred ošetrením očistite pokožku / 2. Môžete aplikovať vhodný kozmetický prípravok (bez silne fotosenzibilizujúcich zložiek) / 3. Nasadte priložené ochranné okuliare / 4. Nastavte vhodný uhol naklonenia panelu [strana 2 - f2] / 5. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od zdroja svetla / 6. Zapnite zariadenie a začnite procedúru.

Nabíjanie, údržba a starostlivosť o zariadenie:

Ak zariadenie nereaguje alebo je úroveň energie nízka, pripojte kábel k portu USB Typ-C a k zdroju napájania 5 V / 1 A a po úplnom nabití odpojte. Zabráňte priamemu kontaktu s vodou. Čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

Bezpečnostné opatrenia:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zariadenie nie je určené pre osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy, ženy plánujúce tehotenstvo alebo dojčiace ženy, osoby citlivé na svetlo ani osoby s genetickými alebo kožnými ochoreniami (napr. lupus, ekzém, albinizmus). Nepoužívajte počas nabíjania. Neupúšťajte, neudierajte ani nevyvíjajte nadmerný tlak. Nerozoberajte ani neupravujte sami. Neponárajte do vody ani nečistite žieravými prostriedkami. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Nepoužívajte na otvorené rany, vyrážky, opuchnutú, podráždenú, infikovanú alebo zapálenú pokožku ani na oblastiach so zvýšeným rizikom rakoviny kože. Pri používaní IPL alebo laserových zariadení používajte ochranu očí. 48 hodín pred a po ošetrení sa vyhnite soláriu a intenzívnemu slnečnému žiareniu. Môže sa vyskytnúť začervenanie alebo podráždenie. V takom prípade prerušte používanie a poraďte sa s lekárom. Častejšie používanie ako odporúčané zvyšuje riziko podráždenia. Pred začatím terapie sa odporúča lekárska konzultácia a prípadne diagnostické vyšetrenie. Ošetrovanie nevykonávajú bez dokumentácie z takejto konzultácie.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]:

Nazivna moč: 18 W
Dejanska delovna moč: $\leq 4,5$ W
Napajanje: DC 5 V / 1 A
Dimenzije naprave: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Teža: pribl. 1,37 kg

SL

Varnost:

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte priporočila med uporabo naprave.

Vsebina paketa:

1. LED panel za fototerapijo / 2. Zaščitna očala (1 kos) / 3. Napajalni kabel USB Tip-C (1 kos) / 4. Navodila za uporabo

Zgradba naprave [stran 2 - f1]:

1. Matrika LED diod z različnimi valovnimi dolžinami / 2. Digitalni zaslon / 3. Time + povečanje časa delovanja / 4. Time – zmanjšanje časa delovanja / 5. Gumb M sprememba načina / barve svetlobe od M1 do M12 / 6. Gumb ON/OFF vklop in izklop naprave

Upravljanje naprave

1. Postavite panel na stabilno površino / 2. Priključite napravo na napajanje / 3. Pritisnite in držite gumb ON/OFF približno 1,5 sekunde za vklop naprave / 4. Pritisnite gumb M in izberite enega od načinov od M1 do M12 za spremembo barve / načina svetlobe (Način M12 aktivira samodejno menjavanje barv) / 5. Nastavitev časa delovanja: pritisnite Time –, da skrajšate čas, ali Time +, da ga podaljšate

POZOR: Po koncu odštevanja se naprava samodejno izklopi. Za ročni izklop držite gumb ON/OFF približno 1,5–2 sekundi.

Način uporabe:

1. Pred postopkom očistite kožo / 2. Lahko nanesete ustrezen kozmetični izdelek (brez močno fotosenzibilizirajočih sestavin) / 3. Namestite priložena zaščitna očala / 4. Nastavite ustrezen kot nagiba panela [stran 2 - f2] / 5. Ohranite varno razdaljo od vira svetlobe / 6. Vključite napravo in začnite sejo.

Polnjenje, vzdrževanje in nega:

Če naprava ne deluje ali je raven energije nizka, priključite kabel na vrata USB Tip-C in vir napajanja 5 V / 1 A ter po popolnem polnjenju odklopite. Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo. Čistite s suho ali rahlo vlažno krpo. Shranjujte na suhem mestu stran od neposredne sončne svetlobe.

Previdnostni ukrepi:

Hranite izven dosega otrok. Naprava ni namenjena osebam mlajšim od 18 let, nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo nosečnost ali dojijo, osebam občutljivim na svetlobo ali z genetskimi ali kožnimi boleznimi (npr. lupus, ekcem, albinizem). Ne uporabljajte med polnjenjem. Ne spuščajte, udarjajte ali pritiskajte prekomerno. Ne razstavljajte ali spreminjajte sami. Ne potaplajte v vodo in ne čistite z jedkimi sredstvi. Hranite na hladnem in suhem mestu. Ne uporabljajte na odprtih ranah, izpuščajih, otečenih, razdraženih, okuženih ali vnetih koži ali na območjih s povečanim tveganjem za kožni rak. Pri uporabi IPL ali laserskih naprav uporabljajte zaščito za oči. 48 ur pred in po postopku se izogibajte solariju in intenzivnemu soncu. Lahko se pojavi rdečina ali draženje. V tem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Pogostejša uporaba od priporočene poveča tveganje za draženje. Pred začetkom terapije je priporočljiv zdravniški posvet in po potrebi diagnostične preiskave. Postopka ne izvajajte brez ustrezne dokumentacije.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]:

Nimivõimsus: 18 W
Tegelik töövõimsus: $\leq 4,5$ W
Toide: DC 5 V / 1 A
Seadme mõõtmed: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Kaal: u 1,37 kg

EE

Ohutus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige seadme kasutamisel selles toodud soovitusi.

Komplekti sisu:

1. LED-fototeraapia paneel / 2. Kaitseprillid (1 tk) / 3. USB Type-C toitekaabel (1 tk) / 4. Kasutusjuhend

Seadme ehitus [lk 2 - f1]:

1. Erineva lainepikkusega LED-dioodide maatriks / 2. Digitaalne ekraan / 3. Time + tööaja pikendamine / 4. Time – tööaja lühendamine / 5. Nupp M režiimi / valguse värvi muutmine M1 kuni M12 / 6. Nupp ON/OFF seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme kasutamine

1. Asetage paneel stabiilsele pinnale / 2. Ühendage seade vooluvõrku / 3. Vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu umbes 1,5 sekundit, et seade sisse lülitada / 4. Vajutage M nuppu ja valige üks režiimidest M1 kuni M12, et muuta värvi / valgusrežiimi (Režiim M12 käivitab automaatselt värvimuutuse) / 5. Tööaja seadistamine: vajutage Time –, et aega lühendada, või Time +, et seda pikendada

MÄRKUS: Pärast loenduse lõppu lülitub seade automaatselt välja. Käsitsi väljalülitamiseks hoidke nuppu ON/OFF umbes 1,5–2 sekundit.

Kasutusviis:

1. Puhastage nahk enne protseduuri / 2. Võite kanda sobivat kosmeetikatoodet (ilma tugevalt fotosensibiliseerivate koostisosadeta) / 3. Kandke kaasasolevaid kaitseprille / 4. Reguleerige paneeli kaldenurka [lk 2 - f2] / 5. Hoidke valgusallikast ohutut kaugust / 6. Lülitage seade sisse ja alustage seanssi.

Laadimine, hooldus ja korras hoid:

Kui seade ei reageeri või energiatase on madal, ühendage kaabel USB Type-C porti ja 5 V / 1 A toiteallikasse ning pärast täielikku laadimist eemaldage see. Vältige otsest kokkupuudet veega. Puhastage kuiva või kergelt niiske lapiga. Hoidke kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

Ettevaatusabinõud:

Hoida laste eest kättesaamatus kohas. Seade ei ole mõeldud alla 18-aastastele, rasedatele, rasedust mist planeerivatele või imetavatele naistele, valguse suhtes tundlikele isikutele ega geneetiliste või nahahaigustega (nt luupus, ekseem, albinism) isikutele. Ärge kasutage laadimise ajal. Ärge pillake, lööge ega avaldage liigset survet. Ärge võtke lahti ega muutke ise. Ärge kastke vette ega puhastage söövitavate ainetega. Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Ärge kasutage avatud haavadel, lööbel, paistes, äritunud, nakatunud või põletikulisel nahal ega piirkondadel, kus on suurenenud nahavähi risk. IPL- või laserseadmete kasutamisel kandke silmakaitset, 48 tundi enne ja pärast protseduuri vältige solaariumi ja intensiivset päikesevalgust. Võib esineda punetust või ärritust. Sellisel juhul katkestage kasutamine ja pöörduge arsti poole. Soovitatust sagedasem kasutamine suurendab ärrituse riski. Enne ravi alustamist on soovitatav arstlik konsultatsioon ja vajadusel diagnostilised uuringud. Ärge tehke protseduuri ilma vastava dokumentatsioonita.

Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]:

Nominali galia: 18 W
Faktinė darbinė galia: $\leq 4,5$ W
Maitinimas: DC 5 V / 1 A
Įrenginio matmenys: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Svoris: apie 1,37 kg

LT

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų rekomendacijų.

Pakuotės turinys:

1. LED fototerapijos panelė / 2. Apsauginiai akiniai (1 vnt.) / 3. USB Type-C maitinimo laidas (1 vnt.) / 4. Naudojimo instrukcija

Įrenginio sandara [2 psl. - f1]:

1. LED diodų matrica su skirtingais bangos ilgiais / 2. Skaitmeninis ekranas / 3. Time + darbo laiko didinimas / 4. Time – darbo laiko mažinimas / 5. Mygtukas M režimo / šviesos spalvos keitimas nuo M1 iki M12 / 6. Mygtukas ON/OFF įrenginio įjungimas ir išjungimas

Įrenginio naudojimas

1. Pastatykite panelę ant stabilaus paviršiaus / 2. Prijunkite įrenginį prie maitinimo / 3. Paspauskite ir laikykite ON/OFF mygtuką apie 1,5 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį / 4. Paspauskite M mygtuką ir pasirinkite vieną iš režimų nuo M1 iki M12, kad pakeistumėte spalvą / šviesos režimą (M12 režimas įjungia automatinį spalvų keitimą) / 5. Darbo laiko nustatymas: paspauskite Time –, kad sutrumpintumėte laiką, arba Time +, kad jį pailgintumėte

PASTABA: Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, įrenginys automatiškai išsijungs. Norėdami išjungti rankiniu būdu, laikykite mygtuką ON/OFF apie 1,5–2 sekundes.

Naudojimo būdas:

1. Prieš procedūrą nuvalykite odą / 2. Galite naudoti tinkamą kosmetikos priemonę (be stipriai fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių) / 3. Užsidėkite pridėtus apsauginius akinius / 4. Nustatykite tinkamą panelės pasvirimo kampą [2 psl. - f2] / 5. Laikykitės saugaus atstumo nuo šviesos šaltinio / 6. Įjunkite įrenginį ir pradėkite seansą.

Įkrovimas, priežiūra ir valymas:

Jei įrenginys nereaguoja arba energijos lygis žemas, prijunkite laidą prie USB Type-C jungties ir 5 V / 1 A maitinimo šaltinio, o visiškai įkrovę atjunkite. Venkite tiesioginio kontakto su vandeniu. Valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Laikykite sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atsargumo priemonės:

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įrenginys neskirtas jaunesniems nei 18 metų asmenims, nėščioms, planuojančioms nėštumą ar žindančioms moterims, šviesai jautriems asmenims ar turintiems genetinių ar odos ligų (pvz., viikligė, egzema, albinizmas). Nenaudoti įkrovimo metu. Nemėtyti, nesmūgiuoti ir nespauti per stipriai. Neardyti ir nemodifikuoti savarankiškai. Nemerkitė į vandenį ir nevalykite išdinančiomis priemonėmis. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Nenaudoti ant atvirų žaizdų, bėrimų, patinusios, sudirgusios, užkrėstos ar uždegiminės odos ar vietose, kuriose padidėjusi odos vėžio rizika. Naudojant IPL ar lazerinius prietaisus, naudoti akių apsaugą. 48 valandas prieš ir po procedūros vengti soliariumo ir intensyvios saulės. Gali pasireikšti paraudimas ar sudirginimas. Tokiu atveju nutraukti naudojimą ir kreiptis į gydytoją. Dažnesnis nei rekomenduojama naudojimas didina sudirginimo riziką. Prieš pradėdant terapiją rekomenduojama gydytojo konsultacija ir, jei reikia, diagnostiniai tyrimai. Neatlikti procedūros be atitinkamos dokumentacijos.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 psl. - f3]:

Nominālā jauda: 18 W
Faktiskā darba jauda: ≤ 4,5 W
Barošana: DC 5 V / 1 A
Ierīces izmēri: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Svars: apm. 1,37 kg

LV

Drošība:

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

Komplekta saturs:

1. LED fototerapijas panelis / 2. Aizsargbrilles (1 gab.) / 3. USB Type-C barošanas kabelis (1 gab.) / 4. Lietošanas instrukcija

Ierīces uzbūve [2. lpp. - f1]:

LED diodžu matrica ar dažādiem viļņu garumiem / 2. Digitālais displejs / 3. Time + darba laika 1. palielināšana / 4. Time – darba laika samazināšana / 5. Poga M režīma / gaismas krāsas maiņa no M1 līdz M12 / 6. Poga ON/OFF ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Ierīces lietošana

1. Novietojiet paneli uz stabilas virsmas / 2. Pievienojiet ierīci strāvas padevei / 3. Nospiediet un turiet ON/OFF pogu apmēram 1,5 sekundes, lai ieslēgtu ierīci / 4. Nospiediet M pogu un izvēlieties vienu no režīmiem no M1 līdz M12, lai mainītu krāsu / gaismas režīmu (M12 režīms aktivizē automātisku krāsu maiņu) / 5. Darbības laika iestatīšana: nospiediet Time –, lai saīsinātu laiku, vai Time +, lai to pagarinātu

PIEĻĪME: Pēc atpakalpojuma beigām ierīce automātiski izslēgsies. Lai izslēgtu manuāli, turiet pogu ON/OFF aptuveni 1,5–2 sekundes.

Lietošanas veids:

1. Pirms procedūras notīriet ādu / 2. Varat uzklāt piemērotu kosmētikas līdzekli (bez stipri fotosensibilizējošām sastāvdaļām) / 3. Uzlieciet komplektā iekļautās aizsargbrilles / 4. Noregulējiet paneļa slīpuma leņķi [2. lpp. - f2] / 5. Ievērojiet drošu attālumu no gaismas avota / 6. Ieslēdziet ierīci un sāciet sesiju.

Uzlāde, apkope un kopšana:

Ja ierīce nereaģē vai enerģijas līmenis ir zems, pievienojiet kabeli USB Type-C pieslēgvietai un 5 V / 1 A barošanas avotam un pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet. Izvairieties no tieša kontakta ar ūdeni. Tīriet ar sausu vai viegli mitru drānu. Uzglabājiet sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Piesardzības pasākumi:

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ierīce nav paredzēta personām, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm, sievietēm, kas plāno grūtniecību vai baro bērnu ar krūti, personām ar jutību pret gaismu vai ar ģenētiskām vai ādas slimībām (piem., vīkēde, ekzēma, albinisms). Nelietot uzlādes laikā. Nenometiet, nesietiet un nepakļaujiet pārmērīgam spiedienam. Neizjauciet un nepārveidojiet paši. Neiegremsdāiet ūdenī un netīriet ar kodīgiem līdzekļiem. Uzglabājiet vēsā un sausā vietā. Nelietot uz atklātām brūcēm, izsitumiem, pietūkušas, kairinātas, inficētas vai iekaisušas ādas vai vietās ar paaugstinātu ādas vēža risku. Lietojot IPL vai lāzera ierīces, izmantojiet acu aizsardzību. 48 stundas pirms un pēc procedūras izvairieties no solārija un intensīvas saules iedarbības. Var rasties apsārtums vai kairinājums. Šādā gadījumā pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Biežāka lietošana nekā ieteikts palielina kairinājuma risku. Pirms terapijas uzsākšanas ieteicama ārsta konsultācija un, ja nepieciešams, diagnostiskie izmeklējumi. Neveiciet procedūru bez attiecīgas dokumentācijas.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lpp. - f3]:

Nominell effekt: 18 W
Faktisk driftseffekt: $\leq 4,5$ W
Strømforsyning: DC 5 V / 1 A
Enhetens dimensjoner: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Vekt: ca. 1,37 kg

Sikkerhet:

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg anbefalingene under bruk av enheten.

Pakkens innhold:

1. LED-fototerapipanel / 2. Vernebriller (1 stk.) / 3. USB Type-C strømkabel (1 stk.) / 4.

Bruksanvisning

Enhetens oppbygning [side 2 - f1]:

1. LED-diodematrise med ulike bølglengder / 2. Digitalt display / 3. Time + øke driftstiden / 4. Time – redusere driftstiden / 5. M-knapp endring av modus / lysfarge fra M1 til M12 / 6. ON/OFF-knapp slår enheten av og på

Bruk av enheten

1. Plasser panelet på en stabil overflate / 2. Koble enheten til strøm / 3. Trykk og hold ON/OFF-knappen i ca. 1,5 sekunder for å slå på enheten / 4. Trykk på M-knappen og velg en av modusene fra M1 til M12 for å endre farge / lysmodus (M12-modus aktiverer automatisk fargeskifte) / 5. Innstilling av tid: trykk Time – for å forkorte tiden eller Time + for å forlenge den
MERK: Etter at nedtellingen er ferdig, slås enheten av automatisk. For manuell avstenging, hold ON/OFF-knappen inne i ca. 1,5–2 sekunder.

Bruksanvisning:

1. Rengjør huden før behandling / 2. Du kan påføre et egnet hudpleieprodukt (uten sterkt fotosensibiliserende ingredienser) / 3. Ta på de medfølgende vernebrillene / 4. Juster panelets hellingsvinkel [side 2 - f2] / 5. Hold trygg avstand fra lyskilden / 6. Slå på enheten og start økten.

Lading, vedlikehold og stell:

Hvis enheten ikke reagerer eller batterinivået er lavt, koble kabelen til USB Type-C-porten og en 5 V / 1 A strømkilde, og koble fra etter full opplading. Unngå direkte kontakt med vann. Rengjør med en tørr eller litt fuktet klut. Oppbevar på et tørt sted, borte fra direkte sollys.

Forholdsregler:

Oppbevares utliggjengeligg for barn. Enheten er ikke beregnet for personer under 18 år, gravide, kvinner som planlegger graviditet eller ammer, personer med lysfølsomhet eller genetiske eller hudsykdommer (f.eks. lupus, eksem, albinisme). Ikke bruk under lading. Ikke slipp, slå eller påfør overdreven trykk. Ikke demonter eller modifier selv. Ikke senk i vann eller rengjør med etsende midler. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Ikke bruk på åpne sår, utslett, hovnet, irritert, infisert eller betent hud eller områder med økt risiko for hudkreft. Ved bruk av IPL- eller laserenheter skal øyebeskyttelse benyttes. 48 timer før og etter behandling skal solarium og intens sol unngås. Rødhet eller iritasjon kan forekomme. I så fall avbryt behandlingen og kontakt lege. Hyppigere bruk enn anbefalt øker risikoen for iritasjon. Før behandlingsstart anbefales legekonsultasjon og eventuelt diagnostiske tester. Ikke utfør behandling uten slik dokumentasjon.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]:

Nimellisteho: 18 W
Todellinen käyttöteho: ≤ 4,5 W
Virtalähde: DC 5 V / 1 A
Laitteen mitat: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Paino: noin 1,37 kg



Turvallisuus:

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata siinä annettuja ohjeita laitteen käytön aikana.

Pakkauksen sisältö:

1. LED-fototerapiapaneeli / 2. Suojalasit (1 kpl) / 3. USB Type-C -virtajohto (1 kpl) / 4. Käyttöohje

Laitteen rakenne [sivu 2 - f1]:

1. LED-diodimatriisi eri aallonpituuksilla / 2. Digitaalinen näyttö / 3. Time + käyttöajan pidentäminen / 4. Time – käyttöajan lyhentäminen / 5. M-painike tilan / valon värin vaihto M1–M12 / 6. ON/OFF-painike laitteen käynnistys ja sammutus

Laitteen käyttö

1. Aseta paneeli vakaaile pinnalle / 2. Kytke laite virtalähteeseen / 3. Paina ja pidä ON/OFF-painiketta noin 1,5 sekuntia käynnistääksesi laitteen / 4. Paina M-painiketta ja valitse tila M1–M12 vaihtaaksesi väriä / valotilaa (M12-tila käynnistää automaattisen värinvaihdon) / 5. Ajan asetus: paina Time – lyhentääksesi aikaa tai Time + pidentääksesi sitä
HUOM: Ajustimen päätyttyä laite sammuu automaattisesti. Sammuta manuaalisesti pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna noin 1,5–2 sekuntia.

Käyttötapa:

1. Puhdista iho ennen hoitoa / 2. Voit levittää sopivan ihonhoitotuotteen (ilman voimakkaasti valoherkistäviä ainesosia) / 3. Käytä mukana toimitettuja suojalaseja / 4. Säädä paneelin kallistuskulma [sivu 2 - f2] / 5. Pidä turvallinen etäisyys valonlähteestä / 6. Käynnistä laite ja aloita hoitokerta.

Lataus, huolto ja hoito:

Jos laite ei reagoi tai akun varaus on alhainen, liitä johto USB Type-C -portiin ja 5 V / 1 A virtalähteeseen ja irrota täyden latauksen jälkeen. Vältä suoraa kosketusta veden kanssa. Puhdista kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Säilytä kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Varotoimet:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laite ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille, raskaana oleville, raskautta suunnitteleville tai imettäville naisille, valoherkille henkilöille tai henkilöille, joilla on geneettisiä tai ihosairauksia (esim. lupus, ekseema, albinismi). Älä käytä latauksen aikana. Älä pudota, kolhi tai paina liikaa. Älä pura tai muokkaa itse. Älä upota veteen tai puhdista syövyttävillä aineilla. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä käytä avohaavoilla, ihottumilla, turvonneella, ärtyneellä, infektoituneella tai tulehtuneella ihollla tai alueilla, joilla on kohonnut ihosyövän riski. IPL- tai laser-laitteita käytettäessä käytä silmäsuojausta. Vältä solariumia ja voimakasta auringonvaloa 48 tuntia ennen ja jälkeen hoidon. Punoitusta tai ärsytystä voi esiintyä. Keskeytä käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos näin tapahtuu. Suositeltua tiheämpi käyttö lisää ärsytyksen riskiä. Ennen hoidon aloittamista suositellaan lääkärin konsultaatiota ja tarvittaessa diagnostisia tutkimuksia. Älä suorita hoitoa ilman asianmukaista dokumentaatiota.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]:

Névleges teljesítmény: 18 W
Tényleges működési teljesítmény: $\leq 4,5$ W
Tápellátás: DC 5 V / 1 A
A készülék méretei: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Súly: kb. 1,37 kg

Biztonság:

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során tartsa be az abban foglalt ajánlásokat.

A csomag tartalma:

1. LED fototerápiás panel / 2. Védőszemüveg (1 db) / 3. USB Type-C tápkábel (1 db) / 4. Használati útmutató

A készülék felépítése [2. oldal - f1]:

1. Különböző hullámhosszú LED diódák mátrixa / 2. Digitális kijelző / 3. Time + működési idő növelése / 4. Time – működési idő csökkentése / 5. M gomb üzemmód / fény színének változtatása M1–M12 között / 6. ON/OFF gomb a készülék be- és kikapcsolása

A készülék használata

1. Helyezze a panelt stabil felületre / 2. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz / 3. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot körülbelül 1,5 másodpercig a készülék bekapcsolásához / 4. Nyomja meg az M gombot, és válasszon egy módot M1-től M12-ig a szín / fény mód megváltoztatásához (Az M12 mód automatikus színváltást indít) / 5. Idő beállítása: nyomja meg a Time – gombot az idő csökkentéséhez, vagy a Time + gombot a növeléséhez
MEGJEGYZÉS: A visszaszámlálás végén a készülék automatikusan kikapcsol. Manuális kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az ON/OFF gombot kb. 1,5–2 másodpercig.

Használat módja:

1. A kezelés előtt tisztítsa meg a bőrt / 2. Használhat megfelelő kozmetikai terméket (erősen fényérzékenyítő összetevők nélkül) / 3. Vegye fel a mellékelt védőszemüveget / 4. Állítsa be a panel dőlésszögét [2. oldal - f2] / 5. Tartson biztonságos távolságot a fényforrástól / 6. Kapcsolja be a készüléket és kezdje el a kezelést.

Töltés, karbantartás és ápolás:

Ha a készülék nem reagál vagy az energiaszint alacsony, csatlakoztassa a kábelt a USB Type-C porthoz és egy 5 V / 1 A áramforráshoz, majd teljes feltöltés után húzza ki. Kerülje a közvetlen vízzel való érintkezést. Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

Óvintézkedések:

Gyermekektől elzárva tartandó. A készülék nem alkalmas 18 év alatti személyek, terhes, terhességet tervező vagy szoptató nők, fényérzékeny személyek, illetve genetikai vagy bőrbetegségben szenvedők (pl. lupus, ekcéma, albinizmus) számára. Ne használja töltés közben. Ne ejtse le, ne üsse meg és ne gyakoroljon túlzott nyomást rá. Ne szerelje szét és ne módosítsa saját maga. Ne merítse vízbe és ne tisztítsa maró anyagokkal. Hűvös, száraz helyen tárolja. Ne használja nyílt sebeken, kiütéseken, duzzadt, irritált, fertőzött vagy gyulladt bőrfelületen, illetve fokozott bőrrák-kockázatú területeken. IPL vagy lézeres eszköz használatakor viseljen szemvédőt. A kezelés előtt és után 48 órán keresztül kerülje a szoláriumot és az erős napfényt. Bőrpír vagy irritáció előfordulhat. Ilyen esetben hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. A javasoltnál gyakoribb használat növeli az irritáció kockázatát. A kezelés megkezdése előtt orvosi konzultáció és szükség esetén diagnosztikai vizsgálat javasolt. A kezelést ne végezze el megfelelő dokumentáció nélkül.

További információ a vállalatról és a termékekről [2. oldal - f3]:

Putere nominală: 18 W
Putere reală de funcționare: $\leq 4,5$ W
Alimentare: DC 5 V / 1 A
Dimensiunile dispozitivului: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Greutate: aprox. 1,37 kg

Siguranță:

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și respectați recomandările în timpul utilizării dispozitivului.

Conținutul pachetului:

1. Panou LED pentru fototerapie / 2. Ochelari de protecție (1 buc.) / 3. Cablu de alimentare USB Tip-C (1 buc.) / 4. Manual de instrucțiuni

Structura dispozitivului [pagina 2 - f1]:

1. Matrice de diode LED cu diferite lungimi de undă / 2. Afișaj digital / 3. Time + creșterea timpului de funcționare / 4. Time – reducerea timpului de funcționare / 5. Buton M schimbarea modului / culorii luminii de la M1 la M12 / 6. Buton ON/OFF pornirea și oprirea dispozitivului

Utilizarea dispozitivului

1. Așezați panoul pe o suprafață stabilă / 2. Conectați dispozitivul la alimentare / 3. Țineți apăsat butonul ON/OFF aproximativ 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul / 4. Setarea timpului de funcționare: apăsați Time – pentru a scurta durata tratamentului și Time + pentru a o prelungi
NOTĂ: După finalizarea numărării inverse, dispozitivul se va opri automat. Pentru oprire manuală, țineți apăsat butonul ON/OFF aproximativ 1,5–2 secunde.

Mod de utilizare:

1. Curățați pielea înainte de tratament / 2. Puteți aplica un produs cosmetic adecvat (fără ingrediente puternic fotosensibilizante) / 3. Purtați ochelari de protecție incluși / 4. Reglați unghiul de înclinare al panoului [pagina 2 - f2] / 5. Mențineți o distanță sigură față de sursa de lumină / 6. Porniți dispozitivul și începeți sesiunea.

Încărcare, întreținere și îngrijire:

Dacă dispozitivul nu răspunde sau nivelul de energie este scăzut, conectați cablul la portul USB Tip-C și la o sursă de alimentare 5 V / 1 A și deconectați după încărcarea completă. Evitați contactul direct cu apa. Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Măsuri de precauție:

A se păstra departe de copii. Dispozitivul nu este destinat persoanelor sub 18 ani, femeilor însărcinate, care planifică o sarcină sau alăptează, persoanelor sensibile la lumină sau cu boli genetice sau dermatologice (de ex. lupus, eczemă, albinism). Nu utilizați în timpul încărcării. Nu scăpați, nu loviți și nu aplicați presiune excesivă. Nu demontați și nu modificați pe cont propriu. Nu scufundați în apă și nu curățați cu agenți corozivi. Depozitați într-un loc răcoros și uscat. Nu utilizați pe răni deschise, erupții, piele umflată, iritată, infectată sau inflamată sau pe zone cu risc crescut de cancer de piele. La utilizarea dispozitivelor IPL sau laser, purtați protecție oculară. Cu 48 de ore înainte și după tratament evitați solarul și expunerea intensă la soare. Pot apărea roșeață sau iritații. În acest caz opriți utilizarea și consultați un medic. Utilizarea mai frecventă decât cea recomandată crește riscul de iritație. Înainte de începerea terapiei se recomandă consult medical și, dacă este necesar, investigații diagnostice. Nu efectuați procedura fără documentația corespunzătoare.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]:

WAR القدرة الاسمية: ١٨

٧٧ القدرة التشغيلية الفعلية: $\geq ٤,٥$

١٨ DC ٥ V / مصدر الطاقة

٣,٥ cm أبعاد الجهاز: ٢٧,٥ × ٢٠

١,٣٧ kg الوزن: حوالي

الجهد الاسمي: ٣.٧ فولت

الطاقة الاسمية: ٤ واط

جهد الشحن: ٥ فولت

تيار الشحن: ٦٠٠ مللي أمبير

المادة: سيليكون + بولي بروبيلين

٧٠ مصباحًا، ٢٨٠ صمامًا ثنائيًا LED: عدد مصابيح

مخرج الضوء: ٣٠-٥٠ سم/مللي واط

سعة بطارية جهاز التحكم عن بُعد: ١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة

مدة التشغيل لكل شحنة: ١٥٠ دقيقة

والأشعة تحت الحمراء القريبة ٨٥٠، (RL) مدة الشحن: ١٢٠ دقيقة/أوضاع الإضاءة: الأحمر ٦٣٠ نانومتر

، (GL) والأخضر ٥٤٠ نانومتر، (YL) والأصفر ٥٨٠ نانومتر، (BL) والأزرق ٤٦٥ نانومتر، (NIL) نانومتر

، (IL) والسماوي ٤٨٥ نانومتر، (PL) والأرجواني ٦٣٠/٤٦٥ نانومتر، (OL) والبرتقالي ٦١٠ نانومتر

السلامة

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباع التعليمات الواردة فيه

[١f-الصفحة ٢] محتويات العبوة

٤. نظارات واقية. / ٥. حزام التثبيت / USB. / ١. قناع. / ٢. جهاز تحكم عن بُعد. / ٣. كابل

[٢f-الصفحة ٢] وصف جهاز التحكم عن بُعد

١. شاشة عرض الوقت - تعرض وقت التشغيل المحدد. / ٢. شاشة عرض الوضع - تعرض وضع الإضاءة

المحدد حاليًا. / ٣. زر الوضع - لتغيير وضع الإضاءة. / ٤. زر التشغيل / ضبط الوقت - لتشغيل/إيقاف الجهاز

وضبط الوقت

[٣f-الصفحة ٢] تشغيل الجهاز

"L" ١. أزيل المكياب ونظفي وجهك جيدًا. / ٢. وصل نظارات السلامة. توضع النظارات التي تحمل علامة فوق العين "R" موجهًا للخارج. توضع النظارات التي تحمل علامة "L" فوق العين اليسرى، بحيث يكون الحرف موجهًا للخارج. ركبني أشرطة التثبيت. لا تميز الأشرطة بين الجانبين الأيمن "R" اليميني، بحيث يكون الحرف والأيسر. مع توجيه القماش الناعم للداخل، مرر شريطي الفيليكرو الصغيرين عبر الفتحات الموجودة على جانبي القناع. شريطا الفيليكرو متصلان بالشريط، ويمكن تعديل وضعهما إلى اليسار أو اليمين حسب الحاجة. بعد ارتداء القناع، يمكن توصيل شريطي الفيليكرو الكبيرين معًا. ٣. وصل القناع بجهاز التحكم عن بُعد. ارتد القناع. ٤. شغل الجهاز واختر وضع الإضاءة. ٦/٥. انزع القناع ونظفه بعد الاستخدام

[٢f-الصفحة ٢] كيفية استخدام الجهاز

١. زر التشغيل/ضبط الوقت

اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل/إيقاف الجهاز -

يضيء مؤشر الضوء الأحمر، ومدة - (RL) عند التشغيل، يكون الوضع الافتراضي هو الضوء الأحمر -

التشغيل الافتراضي هي ٥ دقائق

اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل/الإيقاف لتغيير مدة التشغيل إلى ٥ أو ١٠ دقائق. يمكن ضبط الوقت بشكل - منفصل لكل وضع إضاءة

٢. زر الوضع

بعد تشغيل الجهاز، يؤدي كل ضغط لاحقة على زر الوضع إلى تغيير الإضاءة النشطة وتنشيط المؤشر المقابل (LED).

٣. مؤشر الوضع/الطاقة

- عند عمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح، يضيء مؤشر الوضع المقابل -
إذا انخفض جهد البطارية عن ٣.٤ فولت، سيومض مؤشر الوضع المقابل -

مثال:

عندما يصل RL نشطاً وانخفض الجهد عن ٣.٤ فولت، سيومض مؤشر (RL) إذا كان وضع الضوء الأحمر الجهد إلى ٣.٢ فولت، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً

الشحن والصيانة والعناية بالجهاز

لا يدعم هذا المنتج التشغيل أثناء الشحن. عندما يومض المؤشر، يكون الجهاز في وضع الشحن. عندما تنطفئ مؤشرات السطوح الثلاثة في وقت واحد وتتوقف عن الوميض، يكون الشحن قد اكتمل. بعد استخدام القناع، امسح الجزء السيليكوني بمنشفة جافة أو رطبة. جفف القناع في مكان جيد التهوية واحفظه في مكان خالٍ من الغبار. تجنب ملامسته للماء مباشرة

احتياطات:

احفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. تعامل معه بحذر أثناء الاستخدام

لا يُنصح باستخدامه من قبل النساء الحوامل، أو اللواتي يخططن للحمل، أو المرضعات، أو الأشخاص الحساسين للضوء، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض وراثية أو جلدية (مثل الذئبة الحمامية، والتهاب الجلد الضوئي، والمهق، إلخ). لا تستخدمه أثناء الشحن. لا تضغط عليه بشدة لتجنب تشوهه أو تعطله. لا تقم بإصلاحه أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. لا تسقطه أو تضربه لتجنب تعطله. ملاحظة: يجب عدم ملامسة جهاز التحكم عن بُعد والأسلاك للماء. بعد كل استخدام، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة. لا تغسل الجهاز أو تغمره في الماء. لا تستخدم مواد أكالة لتنظيفه. خزّنه في مكان بارد وجاف. بغض النظر عن الاحتياطات المتخذة، قد يحدث احمرار أو تهيج نتيجة استخدام الجهاز. في هذه الحالات، توقف عن الاستخدام فوراً واستشر طبيباً. في حال استخدام الجهاز أكثر من الموصى به، قد تتعرض لتهيج أو التهاب الجلد. لا تستخدم حمام الشمس أو تعرضي بشرتك لأشعة الشمس لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استخدام الجهاز ولمدة ٤٨ ساعة على الأقل بعد. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً. لا يُستخدم على مناطق الجلد التي يزيد فيها خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو على الجروح المفتوحة أو الطفح الجلدي، أو على مناطق الجلد المتورمة أو الحمراء أو المتهيجة أو المصابة أو الليزر لتجنب... تجنب التعرض IPL الملهبة، أو على الطفح الجلدي. ارتدِ واقياً للعينين عند استخدام أجهزة للإشعاع المباشر أو المنعكس. قبل استخدام الجهاز، يُنصح باستشارة طبيب، وعند الضرورة، إجراء فحوصات تشخيصية على المنطقة المعالجة من الجسم. لا يُجرى العلاج إلا بعد الحصول على وثيقة من هذه الاستشارة. الاستخدام الموصى به: ٣-٥ مرات أسبوعياً، لمدة ٤ أسابيع متتالية كدورة واحدة

[٢ - الصفحة ٢٤]: للمزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

قد يحدث احمرار أو تهيج في الجلد في هذه الحالة، توقف عن العلاج فوراً واستشر طبيباً. قد يؤدي استخدام الجهاز أكثر من الموصى به إلى تهيج أو التهاب الجلد. لا تستخدم سرير التسمير أو تعرض الجلد لأشعة الشمس لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استخدام الجهاز ولمدة ٤٨ ساعة على الأقل بعد الاستخدام. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً. لا تستخدمه على مناطق الجلد التي يزيد فيها خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو على الجروح المفتوحة أو الطفح الجلدي، أو على مناطق الجلد المتورمة أو الحمراء أو الليزر IPL أو المتهيجة أو المصابة أو الملهبة، أو على الطفح الجلدي. ارتدِ واقياً للعينين عند استخدام أجهزة لتجنب التعرض للإشعاع المباشر أو المنعكس. قبل استخدام الجهاز، يُنصح باستشارة الطبيب، وإذا لزم الأمر، إجراء فحوصات تشخيصية على المنطقة المعالجة. يجب عدم إجراء العلاج حتى تتوفر وثائق هذه الاستشارة. الاستخدام الموصى به: ٣-٥ مرات أسبوعياً، لمدة ٤ أسابيع متتالية كدورة واحدة. للمزيد من المعلومات حول [٢ - الصفحة ٢٤]: الشركة والمنتجات

Номинальная мощность: 18 W
Фактическая рабочая мощность: $\leq 4,5$ W
Питание: DC 5 V / 1 A
Размеры устройства: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Вес: ок. 1,37 kg



Безопасность:

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и соблюдайте содержащиеся в ней рекомендации во время эксплуатации устройства.

Комплектация:

1. LED-панель для фототерапии / 2. Защитные очки (1 шт.) / 3. Кабель питания USB Type-C (1 шт.) / 4. Инструкция по эксплуатации

Конструкция устройства [страница 2 - f1]:

1. Матрица светодиодов LED с различными длинами волн / 2. Цифровой дисплей / 3. Time + увеличение времени работы / 4. Time – уменьшение времени работы / 5. Кнопка M изменение режима / цвета света от M1 до M12 / 6. Кнопка ON/OFF включение и выключение устройства

Эксплуатация устройства

1. Установите панель на устойчивую поверхность / 2. Подключите устройство к источнику питания / 3. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF около 1,5 секунд, чтобы включить устройство / 4. Нажмите кнопку M и выберите один из режимов от M1 до M12 для изменения цвета / режима освещения (Режим M12 включает автоматическую смену цветов) / 5. Настройка времени: нажмите Time –, чтобы уменьшить время, или Time +, чтобы увеличить его

ПРИМЕЧАНИЕ: По завершении обратного отсчета устройство автоматически выключится. Для ручного выключения удерживайте кнопку ON/OFF около 1,5–2 секунд.

Способ применения:

1. Очистите кожу перед процедурой / 2. Можно нанести подходящее косметическое средство (без сильных фотосенсибилизирующих компонентов) / 3. Наденьте прилагаемые защитные очки / 4. Установите подходящий угол наклона панели [страница 2 - f2] / 5. Соблюдайте безопасное расстояние от источника света / 6. Включите устройство и начните сеанс.

Зарядка, обслуживание и уход:

Если устройство не реагирует или уровень заряда низкий, подключите кабель к порту USB Type-C и источнику питания 5 V / 1 A, после полной зарядки отключите. Избегайте прямого контакта с водой. Очищайте сухой или слегка влажной тканью. Храните в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для лиц младше 18 лет, беременных, планирующих беременность или кормящих женщин, лиц с повышенной чувствительностью к свету, а также с генетическими или кожными заболеваниями (например, волчанка, экзема, альбинизм). Не использовать во время зарядки. Не ронять, не ударять и не подвергать чрезмерному давлению. Не разбирать и не модифицировать самостоятельно. Не погружать в воду и не очищать агрессивными средствами. Хранить в прохладном и сухом месте. Не использовать на открытых ранах, высыпаниях, отечной, раздраженной, инфицированной или воспаленной коже, а также на участках с повышенным риском рака кожи. При использовании IPL или лазерных устройств применять защиту для глаз. За 48 часов до и после процедуры избегать солярия и интенсивного солнечного воздействия. Возможны покраснение или раздражение. В этом случае прекратить использование и обратиться к врачу. Более частое применение, чем рекомендовано, увеличивает риск раздражения. Перед началом терапии избегают консультации врача и при необходимости проведение диагностических исследований. Не проводить процедуру без соответствующей документации.

Больше информации о компании и продукции [страница 2 - f3]:

Ονομαστική ισχύς: 18 W
Πραγματική ισχύς λειτουργίας: $\leq 4,5 \text{ W}$
Τροφοδοσία: DC 5 V / 1 A
Διαστάσεις συσκευής: $27,5 \times 20 \times 3,5 \text{ cm}$
Βάρος: περ. 1,37 kg

EL

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενο συσκευασίας:

1. Πάνελ LED φωθοθεραπείας / 2. Προστατευτικά γυαλιά (1 τεμ.) / 3. Καλώδιο τροφοδοσίας USB Type-C (1 τεμ.) / 4. Εγχειρίδιο χρήσης

Δομή συσκευής [σελίδα 2 - f1]:

1. Μήτρα διόδων LED με διαφορετικά μήκη κύματος / 2. Ψηφιακή οθόνη / 3. Time + αύξηση χρόνου λειτουργίας / 4. Time – μείωση χρόνου λειτουργίας / 5. Κουμπί M αλλαγή λειτουργίας / χρώματος φωτός από M1 έως M12 / 6. Κουμπί ON/OFF ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συσκευής

Λειτουργία συσκευής

1. Τοποθετήστε το πάνελ σε σταθερή επιφάνεια / 2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος / 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για περίπου 1,5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή / 4. Πατήστε το κουμπί M και επιλέξτε μία από τις λειτουργίες από M1 έως M12 για να αλλάξετε χρώμα / λειτουργία φωτισμού (Η λειτουργία M12 ενεργοποιεί την αυτόματη αλλαγή χρωμάτων) / 5. Ρύθμιση χρόνου: πατήστε Time – για μείωση του χρόνου ή Time + για αύξηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για χειροκίνητη απενεργοποίηση κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 1,5–2 δευτερόλεπτα.

Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε το δέρμα πριν τη θεραπεία / 2. Μπορείτε να εφαρμόσετε κατάλληλο καλλυντικό προϊόν (χωρίς έντονα φωτοευσαισθητοποιητικά συστατικά) / 3. Φορέστε τα παρεχόμενα προστατευτικά γυαλιά / 4. Ρυθμίστε τη γωνία κλίσης του πάνελ [σελίδα 2 - f2] / 5. Διατηρήστε ασφαλή απόσταση από την πηγή φωτός / 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη συνεδρία.

Φόρτιση, συντήρηση και φροντίδα:

Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται ή η στάθμη ενέργειας είναι χαμηλή, συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB Type-C και σε πηγή 5 V / 1 A και αποσυνδέστε μετά την πλήρη φόρτιση. Αποφύγετε την άμεση επαφή με νερό. Καθαρίστε με στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Προφυλάξεις:

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών, εγκύους, γυναίκες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη ή θηλάζουν, άτομα με φωτοευαισθησία ή με γενετικές ή δερματικές παθήσεις (π.χ. λύκος, έκζεμα, αλβινισμός). Μην χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή ασκείτε υπερβολική πίεση. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας. Μην βυθίζετε σε νερό και μην καθαρίζετε με διαβρωτικά μέσα. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην χρησιμοποιείτε σε αναιχτές πληγές, εξανθήματα, πρησμένο, ερεθισμένο, μολυσμένο ή φλεγμονώδες δέρμα ή σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Κατά τη χρήση συσκευών IPL ή λέιζερ να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών. Για 48 ώρες πριν και μετά τη θεραπεία αποφύγετε το σολάριουμ και την έντονη ηλιακή έκθεση. Ενδέχεται να εμφανιστεί ερυθρότητα ή ερεθισμός. Σε αυτή την περίπτωση διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό. Η συχνότερη χρήση από τη συνιστώμενη αυξάνει τον κίνδυνο ερεθισμού. Πριν την έναρξη της θεραπείας συνιστάται ιατρική συμβουλή και, εάν χρειάζεται, διαγνωστικές εξετάσεις. Μην πραγματοποιείτε τη διαδικασία χωρίς σχετική τεκμηρίωση.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f3]:

Nazivna snaga: 18 W
Stvarna radna snaga: $\leq 4,5$ W
Napajanje: DC 5 V / 1 A
Dimenzije uređaja: $27,5 \times 20 \times 3,5$ cm
Težina: oko 1,37 kg



Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i pridržavajte se preporuka tijekom korištenja uređaja.

Sadržaj pakiranja:

1. LED panel za fototerapiju / 2. Zaštitne naočale (1 kom.) / 3. USB Type-C kabel za napajanje (1 kom.) / 4. Upute za uporabu

Struktura uređaja [stranica 2 - f1]:

1. Matrica LED dioda različitih valnih duljina / 2. Digitalni zaslon / 3. Time + povećanje vremena rada / 4. Time – smanjenje vremena rada / 5. Tipka M promjena načina rada / boje svjetla od M1 do M12 / 6. Tipka ON/OFF uključivanje i isključivanje uređaja

Korištenje uređaja

1. Postavite panel na stabilnu površinu / 2. Priključite uređaj na napajanje / 3. Pritisnite i držite tipku ON/OFF oko 1,5 sekundi za uključivanje uređaja / 4. Pritisnite tipku M i odaberite jedan od načina od M1 do M12 za promjenu boje / načina svjetla (Način M12 aktivira automatsku promjenu boja) / 5. Podešavanje vremena: pritisnite Time – za skraćivanje vremena ili Time + za produženje
NAPOMENA: Nakon završetka odbrojavanja uređaj će se automatski isključiti. Za ručno isključivanje držite tipku ON/OFF oko 1,5–2 sekunde.

Način uporabe:

1. Očistite kožu prije tretmana / 2. Možete nanijeti odgovarajući kozmetički proizvod (bez snažno fotosenzibilizirajućih sastojaka) / 3. Stavite priložene zaštitne naočale / 4. Podesite kut nagiba panela [stranica 2 - f2] / 5. Održavajte sigurnu udaljenost od izvora svjetlosti / 6. Uključite uređaj i započnite sesiju.

Punjenje, održavanje i njega:

Ako uređaj ne reagira ili je razina energije niska, spojite kabel na USB Type-C priključak i izvor napajanja 5 V / 1 A te nakon potpunog punjenja isključite. Izbjegavajte izravan kontakt s vodom. Čistite suhom ili blago vlažnom krpom. Čuvajte na suhom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Mjere opreza:

Držati izvan dohvata djece. Uređaj nije namijenjen osobama mlađim od 18 godina, trudnicama, ženama koje planiraju trudnoću ili doje, osobama osjetljivima na svjetlo ili s genetskim ili kožnim bolestima (npr. lupus, ekcem, albinizam). Ne koristiti tijekom punjenja. Ne ispuštati, ne udarati i ne primjenjivati prekomjeren pritisak. Ne rastavljati niti samostalno modificirati. Ne uranjati u vodu i ne čistiti korozivnim sredstvima. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Ne koristiti na otvorenim ranama, osipima, otečenoj, nadraženoj, zaraženoj ili upaljenoj koži ili na područjima s povećanim rizikom od raka kože. Tijekom korištenja IPL ili laserskih uređaja koristiti zaštitu za oči. 48 sati prije i nakon tretmana izbjegavati solarji i intenzivno sunce. Mogu se pojaviti crvenilo ili iritacija. U tom slučaju prekinuti tretman i posavjetovati se s liječnikom. Češća uporaba od preporučene povećava rizik od iritacije. Prije početka terapije preporučuje se liječničko savjetovanje i po potrebi dijagnostičke pretrage. Ne provoditi tretman bez odgovarajuće dokumentacije.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f3]:

Nominal effekt: 18 W
Faktisk driftseffekt: $\leq 4,5$ W
Strömförsörjning: DC 5 V / 1 A
Enhetens mått: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Vikt: ca 1,37 kg

SV

Säkerhet:

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och följ rekommendationerna under användning av enheten.

Förpackningens innehåll:

1. LED-fototerapipanel / 2. Skyddsglasögon (1 st.) / 3. USB Type-C strömkabel (1 st.) / 4.

Bruksanvisning

Enhetens uppbyggnad [sida 2 - f1]:

1. LED-diodmatris med olika våglängder / 2. Digital display / 3. Time + öka drifttiden / 4. Time – minska drifttiden / 5. M-knapp ändra läge / Ljuskälla från M1 till M12 / 6. ON/OFF-knapp slå på och av enheten

Användning av enheten

1. Placera panelen på en stabil yta / 2. Anslut enheten till ström / 3. Tryck och håll ON/OFF-knappen i cirka 1,5 sekunder för att slå på enheten / 4. Tryck på M-knappen och välj ett läge från M1 till M12 för att ändra färg / Ljusläge (M12-läget aktiverar automatisk färgväxling) / 5. Tidsinställning: tryck på Time – för att förkorta tiden eller Time + för att förlänga den
OBS: När nedräkningen är klar stängs enheten av automatiskt. För manuell avstängning, håll ON/OFF-knappen intryckt i cirka 1,5–2 sekunder.

Användningssätt:

1. Rengör huden före behandlingen / 2. Du kan applicera en lämplig hudvårdsprodukt (utan starkt fotosensibiliserande ingredienser) / 3. Använd medföljande skyddsglasögon / 4. Justera panelens ljutsningsvinkel [sida 2 - f2] / 5. Håll säkert avstånd från ljuskällan / 6. Starta enheten och påbörja sessionen.

Laddning, underhåll och skötsel:

Om enheten inte reagerar eller batterinivån är låg, anslut kabeln till USB Type-C-porten och en 5 V / 1 A strömkälla och koppla bort efter full laddning. Undvik direkt kontakt med vatten. Rengör med torr eller lätt fuktad trasa. Förvara på torr plats, skyddad från direkt solljus.

Försiktighetsåtgärder:

Förvaras utom räckhåll för barn. Enheten är inte avsedd för personer under 18 år, gravida, kvinnor som planerar graviditet eller ammar, ljuskänsliga personer eller personer med genetiska eller hudsjukdomar (t.ex. lupus, eksem, albinism). Använd inte under laddning. Tappa inte, slå inte och utsätt inte för överdrivet tryck. Demontera eller modifiera inte själv. Sänk inte ner i vatten och rengör inte med frätande medel. Förvara på sval och torr plats. Använd inte på öppna sår, utslag, svullen, irriterad, infekterad eller inflammerad hud eller på områden med ökad risk för hudcancer. Använd ögonskydd vid användning av IPL- eller laserutrustning. Undvik solarium och intensiv sol i 48 timmar före och efter behandling. Rodnad eller irritation kan uppstå. Avbryt behandlingen och kontakta läkare vid behov. Tätare användning än rekommenderat ökar risken för irritation. Medicinsk konsultation rekommenderas före behandling och vid behov diagnostiska tester. Utför inte behandlingen utan dokumentation.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]:

Nominal effekt: 18 W
Faktisk driftseffekt: $\leq 4,5$ W
Strømforsyning: DC 5 V / 1 A
Enhedens dimensioner: $27,5 \times 20 \times 3,5$ cm
Vægt: ca. 1,37 kg

The logo consists of a vertical grey bar with the letters 'DA' in white, bold, sans-serif font.

Sikkerhed:

Læs denne brugsanvisning grundigt før brug, og følg anbefalingerne under anvendelse af enheden.

Pakkens indhold:

1. LED-fototerapipanel / 2. Beskyttelsesbriller (1 stk.) / 3. USB Type-C strømkabel (1 stk.) / 4. Brugsanvisning

Enhedens opbygning [side 2 - f1]:

1. LED-diodematrix med forskellige bølglængder / 2. Digitalt display / 3. Time + forøgelse af driftstid / 4. Time – reduktion af driftstid / 5. M-knap ændring af tilstand / lysfarve fra M1 til M12 / 6. ON/OFF-knap tænd og sluk for enheden

Brug af enheden

1. Placer panelet på en stabil overflade / 2. Tilslut enheden til strøm / 3. Tryk og hold ON/OFF-knappen i ca. 1,5 sekunder for at tænde enheden / 4. Tryk på M-knappen og vælg en tilstand fra M1 til M12 for at ændre farve / lystilstand (M12-tilstand aktiverer automatisk farveskift) / 5. Tidsindstilling: tryk på Time – for at forkorte tiden eller Time + for at forlænge den BEMÆRK: Når nedtællingen er afsluttet, slukker enheden automatisk. For manuel slukning hold ON/OFF-knappen nede i ca. 1,5–2 sekunder.

Anvendelse:

1. Rens huden før behandling / 2. Du kan påføre et egnet hudplejeprodukt (uden stærkt fotosensibiliserende ingredienser) / 3. Brug de medfølgende beskyttelsesbriller / 4. Juster panelets hældningsvinkel [side 2 - f2] / 5. Hold sikker afstand til lyskilden / 6. Tænd enheden og start sessionen.

Opladning, vedligeholdelse og pleje:

Hvis enheden ikke reagerer eller batteriniveauet er lavt, tilslut kablet til USB Type-C-porten og en 5 V / 1 A strømkilde og frakobl efter fuld opladning. Undgå direkte kontakt med vand. Rengør med en tør eller let fugtig klud. Opbevar på et tørt sted væk fra direkte sollys.

Forholdsregler:

Opbevares utilgængeligt for børn. Enheden er ikke beregnet til personer under 18 år, gravide, kvinder der planlægger graviditet eller ammer, personer med lysfølsomhed eller genetiske eller hudsygdomme (f.eks. lupus, eksem, albinisme). Brug ikke under opladning. Undlad at tabe, slå eller udsætte for overdreven tryk. Må ikke adskilles eller modificeres selv. Må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med ætsende midler. Opbevar på et køligt og tørt sted. Må ikke anvendes på åbne sår, udslæt, hævet, irriteret, inficeret eller betændt hud eller områder med øget risiko for hudkræft. Brug øjenbeskyttelse ved anvendelse af IPL- eller laserenheder. Undgå solarium og intens sol i 48 timer før og efter behandling. Rødme eller irritation kan forekomme. Afbryd brug og kontakt læge ved behov. Hyppigere brug end anbefalet øger risikoen for irritation. Lægekonsultation anbefales før behandling og om nødvendigt diagnostiske tests. Udfør ikke behandling uden dokumentation.

Flere oplysninger om virkningen og produkterne [side 2 - f3]:

Nominaal vermogen: 18 W
Werkelijk werkvermogen: $\leq 4,5$ W
Voeding: DC 5 V / 1 A
Afmetingen van het apparaat: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Gewicht: ca. 1,37 kg



Veiligheid:

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en volg de aanbevelingen tijdens het gebruik van het apparaat.

Inhoud van de verpakking:

1. LED-fototherapiepaneel / 2. Beschermende bril (1 st.) / 3. USB Type-C voedingskabel (1 st.) / 4. Handleiding

Opbouw van het apparaat [pagina 2 - f1]:

1. LED-diodematrix met verschillende golflengten / 2. Digitaal display / 3. Time + verlenging van de werktijd / 4. Time – verkorting van de werktijd / 5. M-knop wijziging van modus / lichtkleur van M1 tot M12 / 6. ON/OFF-knop in- en uitschakelen van het apparaat

Bediening van het apparaat

1. Plaats het paneel op een stabiel oppervlak / 2. Sluit het apparaat aan op de stroom / 3. Houd de ON/OFF-knop ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen / 4. Druk op de M-knop en selecteer een modus van M1 tot M12 om de kleur / lichtmodus te wijzigen (M12-modus activeert automatische kleurwisseling) / 5. Tijdstelling: druk op Time – om de tijd te verkorten of Time + om deze te verlengen

OPMERKING: Na afloop van de afrekening schakelt het apparaat automatisch uit. Houd voor handmatige uitschakeling de ON/OFF-knop ongeveer 1,5–2 seconden ingedrukt.

Gebruikswijze:

1. Reinig de huid vóór de behandeling / 2. U kunt een geschikt cosmetisch product aanbrengen (zonder sterk fotosensibiliserende ingrediënten) / 3. Draag de meegeleverde beschermende bril / 4. Stel de hellingshoek van het paneel in [pagina 2 - f2] / 5. Houd veilige afstand van de lichtbron / 6. Schakel het apparaat in en start de sessie.

Opladen, onderhoud en verzorging:

Als het apparaat niet reageert of het energieniveau laag is, sluit de kabel aan op de USB Type-C-poort en een 5 V / 1 A voedingsbron en koppel los na volledige oplading. Vermijd direct contact met water. Reinig met een droge of licht vochtige doek. Bewaar op een droge plaats uit direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen:

Buiten bereik van kinderen houden. Het apparaat is niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of borstvoeding geven, lichtgevoelige personen of personen met genetische of huidaandoeningen (bijv. lupus, eczeem, albinisme). Niet gebruiken tijdens het opladen. Niet laten vallen, stoten of overmatige druk uitoefenen. Niet zelf demonteren of aanpassen. Niet onderdompelen in water en niet reinigen met bijtende middelen. Bewaar op een koele en droge plaats. Niet gebruiken op open wonden, huiduitslag, gezwollen, geïrriteerde, geïnfecteerde of ontstoken huid of op gebieden met verhoogd risico op huidkanker. Draag oogbescherming bij gebruik van IPL- of laserapparaten. Vermijd zonnebank en intens zonlicht gedurende 48 uur vóór en na behandeling. Roodheid of irritatie kan optreden. Stop in dat geval met gebruik en raadpleeg een arts. Vaker gebruik dan aanbevolen verhoogt het risico op irritatie. Voor aanvang van de therapie wordt medisch advies en indien nodig diagnostisch onderzoek aanbevolen. Voer de behandeling niet uit zonder documentatie.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f3]:

Nominal güç: 18 W
Gerçek çalışma gücü: $\leq 4,5$ W
Güç kaynağı: DC 5 V / 1 A
Cihaz boyutları: 27,5 x 20 x 3,5 cm
Ağırlık: yaklaşık 1,37 kg

TR

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazı kullanırken belirtilen önerilere uyun.

Paket içeriği:

1. LED fototerapi paneli / 2. Koruyucu gözlük (1 adet) / 3. USB Type-C güç kablosu (1 adet) / 4. Kullanım kılavuzu

Cihazın yapısı [sayfa 2 - f1]:

1. Farklı dalga boylarına sahip LED diyot matrisi / 2. Dijital ekran / 3. Time + çalışma süresini artırma / 4. Time - çalışma süresini azaltma / 5. M düğmesi M1'den M12'ye kadar mod / ışık rengi değişimi / 6. ON/OFF düğmesi cihazı açma ve kapatma

Cihazın kullanımı

1. Paneli sabit bir yüzeye yerleştirin / 2. Cihazı güç kaynağına bağlayın / 3. Cihazı açmak için ON/OFF düğmesine yaklaşık 1,5 saniye basılı tutun / 4. M düğmesine basın ve rengi / ışık modunu değiştirmek için M1'den M12'ye kadar bir mod seçin (M12 modu otomatik renk değişimini başlatır) / 5. Zaman ayarı: süreyi kısaltmak için Time -, uzatmak için Time + tuşuna basın
NOT: Geri sayım tamamlandığında cihaz otomatik olarak kapanır. Manuel kapatma için ON/OFF düğmesini yaklaşık 1,5–2 saniye basılı tutun.

Kullanım şekli:

1. Tedavi öncesinde cildi temizleyin / 2. Uygun bir kozmetik ürün uygulayabilirsiniz (güçlü fotosensibilize edici içerikler olmadan) / 3. Dahil edilen koruyucu gözlüğü takın / 4. Panelin eğim açısını ayarlayın [sayfa 2 - f2] / 5. Işık kaynağından güvenli mesafeyi koruyun / 6. Cihazı açın ve seansı başlatın.

Şarj, bakım ve temizlik:

Cihaz yanıt vermiyorsa veya enerji seviyesi düşükse, kabloyu USB Type-C portuna ve 5 V / 1 A güç kaynağına bağlayın ve tam şarjdan sonra çıkarın. Su ile doğrudan temastan kaçının. Kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyin. Doğrudan güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayın.

Önemli:

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Cihaz 18 yaş altı kişiler, hamileler, hamilelik planlayanlar veya emziren kadınlar, ışığa duyarlı kişiler veya genetik ya da cilt hastalığı olan kişiler (örn. lupus, egzama, albinizm) için uygun değildir. Şarj sırasında kullanmayın. Düşürmeyin, vurmayın veya aşırı baskı uygulamayın. Kendi başınıza sökmeyin veya değiştirmeyin. Suya batırmayın ve aşındırıcı maddelerle temizlemeyin. Serin ve kuru yerde saklayın. Açık yaralarda, döküntülerde, şişmiş, tahriş olmuş, enfekte veya iltihaplı cilde ya da cilt kanseri riski yüksek bölgelerde kullanmayın. IPL veya lazer cihazları kullanırken göz koruması kullanın. Tedaviden 48 saat önce ve sonra solaryumdan ve yoğun güneş ışığından kaçının. Kızarıklık veya tahriş oluşabilir. Bu durumda kullanımı durdurun ve doktora danışın. Önerilerden daha sık kullanım tahriş riskini artırır. Tedaviye başlamadan önce doktor danışmanlığı ve gerekirse tanısal testler önerilir. Gerekli belge olmadan tedaviyi uygulamayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f3]:

Номинална мощност: 18 W
Действителна работна мощност: $\leq 4,5$ W
Захранване: DC 5 V / 1 A
Размери на устройството: 27,5 × 20 × 3,5 cm
Тегло: около 1,37 kg



Безопасност:

Преди употреба на продукта прочетете внимателно това ръководство и спазвайте препоръките по време на използване на устройството.

Съдържание на комплекта:

1. LED панел за фототерапия / 2. Защитни очила (1 бр.) / 3. USB Type-C захранващ кабел (1 бр.) / 4. Ръководство за употреба

Структура на устройството [страница 2 - f1]:

1. Матрица от LED диоди с различни дължини на вълната / 2. Цифров дисплей / 3. Time + увеличаване на времето на работа / 4. Time – намаляване на времето на работа / 5. Бутон M промяна на режим / цвят на светлината (Режим M12 активира автоматична смяна на цветовете) / 5. Настройка на времето: натиснете Time –, за да намалите времето, или Time +, за да го увеличите

Използване на устройството

1. Поставете панела върху стабилна повърхност / 2. Свържете устройството към захранването / 3. Натиснете и задръжте бутона ON/OFF за около 1,5 секунди, за да включите устройството / 4. Натиснете бутона M и изберете един от режимите от M1 до M12, за да промените цвета / режима на светлината (Режим M12 активира автоматична смяна на цветовете) / 5. Настройка на времето: натиснете Time –, за да намалите времето, или Time +, за да го увеличите

ЗАБЕЛЕЖКА: След приключване на отброяването устройството ще се изключи автоматично. За ръчно изключване задръжте бутона ON/OFF около 1,5–2 секунди.

Начин на употреба:

1. Почистете кожата преди процедурата / 2. Можете да нанесете подходящ козметичен продукт (без силно фотосенсибилизиращи съставки) / 3. Поставете включените защитни очила / 4. Настройте ъгъла на наклон на панела [страница 2 - f2] / 5. Спазвайте безопасна разстояние от източника на светлина / 6. Включете устройството и започнете сесията.

Зареждане, поддръжка и грижа:

Ако устройството не реагира или нивото на енергия е ниско, свържете кабела към USB Type-C порта и източник на захранване 5 V / 1 A и изключете след пълно зареждане. Избягвайте директен контакт с вода. Почиствайте със суха или леко влажна кърпа. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

Предпазни мерки:

Съхранявайте далеч от деца. Устройството не е предназначено за лица под 18 години, бременни жени, жени, планиращи бременност или кърмещи, лица със светлочувствителност или с генетични или кожни заболявания (напр. лупус, екзема, албинизъм). Не използвайте по време на зареждане. Не изпускате, не удяйте и не прилагайте прекомерен натиск. Не разглобявайте и не модифицирайте самостоятелно. Не потапяйте във вода и не почиствайте с корозивни средства. Съхранявайте на хладно и сухо място. Не използвайте върху открити рани, обриви, подута, раздразнена, инфектирана или възпалена кожа или върху зони с повишен риск от рак на кожата. При използване на IPL или лазерни устройства използвайте защита за очите. 48 часа преди и след процедурата избягвайте солариум и интензивно слънце. Възможно е зачервяване или раздразнение. В такъв случай прекратете употребата и се консултирайте с лекар. Почеста употреба от препоръчаната увеличава риска от раздразнение. Преди започване на терапия се препоръчва лекарска консултация и при необходимост диагностични изследвания. Не извършвайте процедурата без съответната документация.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f3]:



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub



zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators should not be disposed of with other waste. This is indicated by the crossed-out waste bin symbol on the product. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain accessories, components, and parts that are harmful to the environment and human health. Improper handling or their consequences may result in damage to the environment or the environment. Proper household handling of used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators is essential for the proper disposal of devices and equipment, including used electrical and electronic equipment. Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators can be disposed of separately. The distributor is obligated to collect household equipment free of charge at the point of sale, provided the used equipment is of the same type and performs the same functions as commercial equipment. A distributor delivering household appliances to a purchaser is obligated to collect waste household appliances free of charge at the point of delivery, provided the waste appliances are of the same type and have served the same function as the appliances. A distributor operating a retail business with an online sales area of 400 m² of household appliances designated for sale pursuant to Article 2, Section 19 of the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development is entitled to free membership in the same entity or its immediate vicinity for discarded household appliances with external dimensions not exceeding 25 cm, without the need to purchase new household appliances. The product was registered on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że poniżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowane normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zastosowane normy: IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.beautifly.eu/deklaracje



[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares on its sole responsibility that the product listed below complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, standards used: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, applied standards: IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017. The full text of the declaration of conformity is available on the website www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska, kontakt@beautifly.eu
Model: SkinGlow Pro
SN: 02265903003700913
Marka: Beautifly
e-mail: serwis@beautifly.eu
Wyprodukowano w Chinach